

فصل دوم

مهندسی ژنتیک و همسانه‌سازی ژن

مقدمه

مهندسی ژنتیک شامل دست‌ورزی مواد ژنتیکی به‌صورت هدایت‌شده و از پیش مشخص در جهت هدف مورد نظر است. این فناوری، DNA نوترکیب یا همسانه‌سازی ژن نیز نامیده می‌شود. مهندسی به‌معنی طراحی، ساخت و دست‌ورزی بر اساس برنامه از قبل تنظیم شده است. هدف از مهندسی ژنتیک، جداسازی قطعات DNA و نوترکیبی آنهاست. تکنیک کار کاملاً ساده است. دو مولکول DNA جداسازی شده و با یک یا چند آنزیم اختصاصی بریده می‌شود و سپس قطعات در ترکیبی مطلوب با یکدیگر اتصال می‌یابند و برای تکثیر و تولیدمثل به سلول برگردانده می‌شوند. همچنین اصطلاح DNA نوترکیب، به طور اختصاصی به مولکول‌های DNA مرکب که از ترکیب فیزیکی قطعات DNA حاصل از منابع مختلف ایجاد شده است، اطلاق می‌شود.

مهندسی ژنتیک در اواسط دهه ۱۹۷۰، یعنی زمانی که برش DNA و انتقال قطعات ویژه DNA حاوی اطلاعات از یک موجود به موجود دیگر امکان‌پذیر شد، شکل گرفت. در نتیجه، ویژگی‌های دومین موجود (پذیرنده) براساس روشی ویژه و از قبل تعیین‌شده تغییر می‌یابد. زمانی که موجود پذیرنده، یک میکروب مثلاً یک باکتری تک سلولی باشد، قطعه DNA انتقال‌یافته، همزمان با تکثیر میکروب پذیرنده چندین برابر تکثیر می‌شود و میلیون‌ها سلول یکسان یعنی کلون از سلول‌ها پدید می‌آیند. در نتیجه، دستیابی به میلیون‌ها کپی از

یک ناحیه ویژه DNA ممکن می‌شود.

علاقه فعلی به مهندسی ژنتیک به دلیل کاربردهای گوناگون آن است: ۱. جداسازی یک ژن خاص، بخشی از یک ژن یا ناحیه‌ای از یک ژنوم، ۲. تولید مولکول‌های RNA و پروتئین خاص به مقادیری که قبلاً قابل دستیابی نبود، ۳. بهبود تولید مواد بیوشیمیایی (نظیر آنزیم‌ها و داروها) و مواد شیمیایی آلی که از نظر اقتصادی اهمیت دارند، ۴. تولید واریته‌های گیاهی دارای صفات مطلوب ویژه (مانند نیاز به کود کمتر یا مقاومت به بیماری و...)، ۵. اصلاح نقایص ژنتیکی موجودات عالی، ۶. ایجاد موجوداتی با ویژگی‌های اقتصادی مهم (مانند گیاهانی با قابلیت زودرسی بیشتر یا عملکرد زیادتر). تمام موارد مذکور از طریق روش‌های پایه‌ای که اساس مهندسی ژنتیک را تشکیل می‌دهند، امکان‌پذیر است. عوامل اساسی مهندسی ژنتیک عبارتند از:

(۱) اتصال فیزیکی دو قطعه DNA به یکدیگر؛

(۲) یک قطعه خودتکثیرشونده DNA (ناقل همسانه‌سازی) که قادر به تکثیر در میزبان است و می‌تواند به قطعه DNA که باید همسانه‌سازی شود، اتصال یابد؛

(۳) روشی برای انتقال مولکول‌های DNA به سلول پذیرنده فعال؛

(۴) وسیله‌ای برای گزینش موجوداتی که DNA مطلوب را کسب کرده‌اند.

به‌طور خلاصه، همسانه‌سازی ژن یا مهندسی ژنتیک شامل ادغام یک قطعه خاص DNA خارجی در یک سلول است، به‌نحوی که DNA ادغام شده، تکثیر و در خلال تقسیم سلولی به سلول‌های دختری منتقل شود. عوامل اصلی دخیل در همسانه‌سازی ژن عبارتند از:

(۱) جداسازی ژن (یا قطعه دیگری از DNA) برای همسانه‌سازی؛

(۲) ادغام ژن درون قطعه‌ای دیگر از DNA به‌نام ناقل؛

(۳) انتقال ناقل‌ها نو ترکیب به سلول‌های باکتری از طریق ترانسفورماسیون یا آلودگی با ویروس‌ها؛

(۴) انتخاب سلول‌هایی که حامل ناقل‌های نو ترکیب مطلوبند؛

(۵) رشد باکتری‌ها می‌تواند به‌طور نامحدود ادامه یابد تا DNA همسانه‌سازی‌شده در حد نیاز به‌دست آید؛

(۶) بیان ژن برای دستیابی به فراورده مطلوب.


۱-۲- طرح کلی روش مهندسی ژنتیک

مهندسی ژنتیک به دو دانش یعنی آگاهی از زیست‌شناسی مولکولی و آشنایی با دست‌ورزی‌های آزمایشگاهی نیاز دارد. مراحل اصلی مهندسی ژنتیک به‌طور خلاصه در شکل ۱-۲ مشاهده می‌شود.

(۱) شکستن سلول‌های زنده؛ روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد. یک روش عمومی، ریختن سلول‌ها در مخلوط‌کن و تیمار آنها با یک ماده شوینده است؛

(۲) جمع‌آوری مواد ژنتیکی سلول‌ها کار آسانی است؛ اطلاعات به‌صورت شیمیایی در قالب DNA ذخیره می‌شود. چون مولکول‌های DNA بسیار طویل‌تر از اکثر مولکول‌های بزرگ موجود در سلول‌ها هستند، توسعه تکنیک‌های تخلیص DNA امکان‌پذیر بوده است. DNA با استفاده از روش‌های مختلفی جداسازی و خالص می‌شود؛

DNA ناقل همسانه‌سازی قرار گرفته است). با این فرایند، بخشی از اطلاعات ژنتیکی به سلول انتقال می‌یابد و موجودی جدید ایجاد می‌شود.



شکل ۱-۲- مراحل اصلی همسانه‌سازی ژن. ۱. سلول‌های انسان شکسته می‌شوند (برای وضوح بیشتر تنها یک سلول نشان داده شده است)، ۲. DNA حاوی ژن موردنظر از سلول انسان به دست می‌آید، ۳. DNA انسان و یک ناقل همسانه‌سازی در یک محل اختصاصی بریده می‌شوند، ۴. دو نوع DNA مخلوط می‌شوند، ۵. قطعات DNA برای تشکیل یک DNA نوترکیب به هم متصل می‌شوند، ۶. DNA نوترکیب به سلول باکتری منتقل می‌شود، ۷. سلول‌های مهندسی‌شده که در مرحله ۶ تولید شدند، فرصت می‌یابند تا تکثیر شده و میلیون‌ها سلول یکسان را در قالب کلونی ایجاد کنند.

در کل، همسانه‌سازی یک قطعه DNA کافی نیست و اطلاعات DNA باید به فراورده‌ای مفید تبدیل شود. برای ایجاد یک فراورده، اطلاعات DNA از ژن به محل سنتز پروتئین جدید انتقال می‌یابد. انسولین مثال خوبی برای شرح یکی از کاربردهای فناوری DNA نو ترکیب است. ژن انسولین ناحیه‌ای در DNA است که حامل اطلاعات تولید انسولین است. برخی از مبتلایان به دیابت، انسولین کافی تولید نمی‌کنند و قادر به کنترل مناسب متابولیسم قند خود نیستند؛ در نتیجه، این بیماران باید روزانه انسولین تزریق کنند. قبل از ایجاد و توسعه مهندسی ژنتیک، انسولین فقط از طریق فرایند پرهزینه استخراج پروتئین از پانکراس خوک به دست می‌آمد، اما به کمک روش‌های همسانه‌سازی ژن، ژن‌های انسولین انسان در باکتری‌ها قرار گرفتند. انسولین خوک بنا به این دلایل مطلوب واقع نمی‌شود: (۱) برخی از مردم به آن حساسیت دارند، (۲) گران است، (۳) حیوانات زیادی باید ذبح شوند. از طریق مهندسی ژنتیک، مقادیر زیادی انسولین به وسیله باکتری تولید می‌شود و دستیابی به انسولین از باکتری نسبت به بافت پانکراس آسان‌تر است. علاوه بر این باکتری‌های مهندسی ژنتیک‌شده، انسولین انسانی تولید می‌کنند که برای دیابتی‌هایی که به انسولین خوک حساسند ویژگی مهمی محسوب می‌شود. به طور خلاصه، مهندسی ژنتیک یک راهکار انتقال مقادیر کوچکی از اطلاعات ژنتیکی (DNA) از یک موجود به موجود دیگر است. قطعات DNA خاص، خصوصیت موجود پذیرنده را به صورت مفید، پیش‌بینی‌پذیر و همیشگی تغییر می‌دهند.

۲-۲- اندونوکلئازهای برشی


۲-۲-۱- ماهیت

آنزیم‌هایی که پیوندهای فسفو دی استری زنجیره‌های پلی‌نوکلئوتیدی را برش می‌زنند، نوکلئاز نام دارند و نوکلئازهایی که پیوندهای داخلی را می‌شکنند، به اندونوکلئازها معروفند. در دهه ۱۹۷۰، مشخص شد که باکتری‌ها حاوی نوکلئازهایی هستند که توالی‌های نوکلئوتیدی کوتاه DNA دورشته‌ای را شناسایی می‌کنند و اسکلت فسفو دی استری را در جایگاه‌های بسیار اختصاصی می‌برند. این آنزیم‌ها، اندونوکلئازها یا آنزیم‌های برشی نامیده می‌شوند.

کشف انواع اندونوکلئازهای برشی یکی از دلایل پیشرفت سریع فناوری DNA نو ترکیب است. آنزیم دو شکاف، یکی در هر یک از اسکلت‌های فسفاتی مارپیچ مضاعف و بدون صدمه زدن به بازها ایجاد می‌کند. انواع اندونوکلئازهای موجودات مختلف، توالی‌های نوکلئوتیدی متفاوتی را شناسایی می‌کنند و DNA را در جایگاه‌های برشی مختلف می‌برند (شکل ۲-۲). جدول ۱-۲ فهرستی از برخی اندونوکلئازهای برشی و جایگاهی برشی آنها را نشان می‌دهد.


در طبیعت، آنزیم‌های برشی برای تخریب DNAهای ویروسی مختلف که ممکن است به سلول وارد شوند، توسط باکتری استفاده می‌شود و در نتیجه رشد ویروس را محدود می‌کند. از این‌رو، آنزیم‌های برشی به عنوان یک مکانیسم دفاعی عمل می‌کنند. باکتری‌ها از طریق متیله کردن بازهای خود در جایگاه‌های حساس، در مقابل تهاجم آنزیمی حفظ می‌شوند. آنزیم‌های برشی قیچی‌های مولکولی هستند که برای تشخیص و برش DNA در توالی‌های خاص استفاده می‌شوند. جایگاه‌های شناسایی آنزیم، توالی‌ها یا جایگاه‌های شناسایی نام دارند. از طریق تعیین مکان موقعیت‌های جایگاه‌های برشی بعضی از آنزیم‌های برشی در یک قطعه DNA، می‌توان نقشه‌های برشی^۱ تهیه کرد.

گاهی آنزیم‌های برشی هر دو رشته DNA را در جهاتی کاملاً متضاد بر روی هر دو رشته شناسایی می‌کنند و می‌برند و قطعاتی با انتهای صاف ایجاد می‌کنند. در برخی موارد، دو رشته DNA در مقابل هم بریده نمی‌شوند و انتهای چسبنده تشکیل می‌دهند. شکل ۲-۳ دو نوع شکاف را نشان می‌دهد. اکثر آنزیم‌های برشی فقط یک توالی بازی کوتاه را در مولکول DNA شناسایی می‌کنند و دو شکاف تک‌رشته‌ای، یکی در هر رشته ایجاد می‌کنند و گروه‌های 5'-P و 3'-OH را به وجود می‌آورند. این توالی‌های شناسایی شده غالباً پالیندروم هستند، یعنی توالی‌های تکراری معکوس و متقارن.



شکل ۲-۲- برش DNA با اندونوکلاز برشی. الف) DNA به شکل دو خط موازی مشاهده می‌شود و ممکن است شامل توالی‌های کوتاه زیادی به عنوان جایگاه برش آنزیم باشد. ب) وقتی آنزیم برشی به DNA اضافه می‌شود، آن را برش می‌دهد. DNA موجود در شکل، به چهار قطعه کوتاه‌تر DNA یعنی a, b, c و d با انتهای چسبنده شکسته است.

در یک پالیندروم توالی بازی اولین نیمه یک رشته مارپیچ مضاعف DNA، تصویر آینه‌ای نیمه دوم رشته مکمل خود است. آنزیم‌های برشی می‌توانند DNA را به سه روش برش بزنند و انتهای صاف، انتهای چسبناک با دنباله‌های ۳' و انتهای چسبناک با دنباله‌های ۵' را ایجاد کنند. نحوه شکستن DNA صرفاً به آنزیم‌های برشی بستگی دارد. هر آنزیمی با یک نام اختصاری سه یا چهار حرفی خوانده می‌شود (حروف ایتالیک هستند) که منشأ آن را مشخص می‌کند. اعداد رومی (I, II و III) برای تمایز بین آنزیم‌های متعددی که منشأ یکسانی دارند، به نام آنها اضافه می‌شود (مثلاً *EcoRI*).



شکل ۳-۲- دو نوع برشی که آنزیم‌های برشی ایجاد می‌کنند. خطوط منقطع نشان‌دهنده مرکز تقارن توالی است و پیکان‌ها محل برش را نشان می‌دهند.

۲-۲-۲- خصوصیات

تابه حال آنزیم‌های برشی زیادی جداسازی شده‌اند. تمام این آنزیم‌ها از پروکاریوت‌ها هستند. در چند موجود یوکاریوتی که تاکنون بررسی شده‌اند، هیچ آنزیم مشابهی شناخته نشده‌است.

آنزیم‌های برشی به سه نوع؛ I، II و III تقسیم می‌شوند. در نوع I و III، فعالیت‌های متیلازی و برشی با یک کمپلکس آنزیمی بزرگ انجام می‌گیرد. در نوع II، فعالیت برشی آنزیم مستقل از فعالیت متیلازی است و برش در جایگاه‌های خیلی اختصاصی که درون یا نزدیک به توالی تشخیصی هستند، رخ می‌دهد. برخی آنزیم‌ها، DNA را در جایگاه غیراختصاصی دور از جایگاه تشخیصی برش می‌زنند. تمامی آنزیم‌ها توالی‌های اختصاصی خود را دارند و از این رو تعداد برش‌هایی که در یک مولکول DNA ویژه یا جمعیتی از مولکول‌ها ایجاد می‌کنند، وابسته به تعداد دفعاتی است که آن توالی خاص در DNA موجود است.


توالی‌های شناسایی شده به وسیله آنزیم‌های برشی ۴ تا ۸ نوکلئوتید هستند و با نوع خاصی از تقارن درونی مشخص می‌شوند. علاوه بر برش، بعضی آنزیم‌ها تغییر متیلاسیون هم برخی اعمال می‌کنند. این آنزیم‌ها تغییردهنده^۱ (متیلاز) نام دارند. متیلاسیون ژن‌ها را در حالت‌های فعالیت مختلف قرار می‌دهد. همچنین، آنزیم‌هایی وجود دارند که هر دو عمل برش و تغییر را انجام می‌دهند. بر اساس این خواص، آنزیم‌های برشی به انواع مختلفی گروه‌بندی شده‌اند؛ سیستم‌های آنزیم‌های برشی نوع II (مثلاً *EcoRI*) که دارای آنزیم‌های متفاوتی برای تغییر و برش هستند، سیستم‌های آنزیمی نوع I (*EcoK*) و نوع III (*EcoPI*) که یک آنزیم هر دو فعالیت را دارد، هرچند که جایگاه‌های تغییر و برش به لحاظ موقعیتی با هم فرق دارند.

از دو گروه فوق، آنزیم‌های برشی نوع II در اهداف همسانه‌سازی مهم‌ترند. زمانی که برای دستیابی به قطعات DNA کوچک، به برش زیادی در قطعه نیاز باشد، آنزیم‌هایی که دارای جایگاه هدف چهاربازی هستند، استفاده می‌شوند و زمانی که برش کمتری مدنظر بوده و دستیابی به قطعات DNA طویل لازم باشد، آنزیم‌هایی با جایگاه‌های هدف هشت‌بازی استفاده می‌شوند. از طرفی، اکثر آنزیم‌ها، جایگاه‌های هدف شش‌بازی دارند. برخی از آنها قادرند هم نواحی متیله و هم نواحی غیرمتیله را برش دهند، اما اکثر آنها تنها نواحی غیرمتیله را می‌برند. یکی از مهم‌ترین رخدادهای مطالعه آنزیم‌های برشی، مشاهده حلقوی شدن قطعات حاصل از آنزیم‌های برشی با میکروسکوپ الکترونی است. شکل ۴-۲ این پدیده را نشان می‌دهد. با گرمادهی حلقه‌ها مجدداً قابلیت خطی شدن دارند، اما اگر بعد از حلقوی شدن، تیمار با DNA لیگاز *E. coli* انجام گیرد گروه‌های 3'-OH و 5'-P به هم متصل شده و به‌صورت دائمی حلقوی می‌شوند. آنزیم *EcoRI* که در آزمایشگاه‌های دوسویکس و بویور^۱ شناخته شد قادر به برش یک مولکول DNA حلقوی و تشکیل یک مارپیچ مضاعف خطی با دو انتهای مکمل بود (شکل ۵-۲).

جدول ۱-۲- بعضی از اندونوکلیتازهای برشی، منابع و توالی مورد شناسایی


Enzyme	Source	Recognition sequence and cleavage site
Eco RI	<i>Escherichia coli</i> Ry13	<p>↓</p> <p>G AATTC</p> <p>GTAA G</p> <p>↑</p>
Hind II	<i>Haemophilus influenzae</i>	<p>↓</p> <p>GTPy PuAC</p> <p>CAPu PyTG</p> <p>↑</p>
Hind III	<i>Haemophilus influenzae</i> Rd	<p>↓</p> <p>A AGCTT</p> <p>TTC GA A</p> <p>↑</p>
Hpa I	<i>Haemophilus parainfluenzae</i>	<p>↓</p> <p>GTT AAC</p> <p>CAA TTG</p> <p>↑</p>
Hpa II	<i>Haemophilus parainfluenzae</i>	<p>↓</p> <p>CC GG</p> <p>GG CC</p> <p>↑</p>
Bam HI	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	<p>↓</p> <p>G GATCC</p> <p>CCTAG G</p>
Bgl III	<i>Bacillus globigi</i>	<p>↓</p> <p>A GATCT</p> <p>TCTAG A</p> <p>↑</p>
Hae II	<i>Haemophilus aegyptius</i>	<p>↓</p> <p>PuGG GC Py</p> <p>PyCG CGPu</p> <p>↑</p>
Hae III	<i>Haemophilus aegyptius</i>	<p>↓</p> <p>GG CC</p> <p>CC GG</p> <p>↑</p>

Contd...




شکل ۴-۲- حلقوی شدن قطعات DNA حاصل از آنزیم برشی

اکثر آنزیم‌های برشی بدون توجه به منبع DNA تنها یک توالی بازی را تشخیص می‌دهند. از این رو، چنانچه یک نوع آنزیم قطعات حاصل از مولکول DNA دو موجود مختلف را ببرد، انتهای چسبنده یکسانی تولید می‌کند. این خصوصیت یکی از پایه‌های فناوری DNA نو ترکیب است. چون اکثر آنزیم‌های برشی یک توالی منحصر به فرد را تشخیص می‌دهند، تعداد قطعات برش‌یافته DNA یک موجود به وسیله یک آنزیم خاص، محدود است. مولکول‌های DNA کوچک‌تر نظیر DNA ویروس یا پلاسمید ممکن است تنها ۱ تا ۱۰ جایگاه برش (یا فاقد جایگاه برش) برای آنزیم‌های خاص داشته باشند. پلاسمیدهایی که یک جایگاه برای یک آنزیم خاص دارند، بسیار ارزشمندند.




شکل ۵-۲- یک DNA حلقوی با یک محل برش آنزیم Eco RI بریده شده و ساختار خطی با انتهای مکمل ایجاد می‌کند. به تقارن و الگوی محل برش توجه کنید.

به دلیل اختصاصی بودن برش، یک آنزیم برشی خاص مجموعه‌ای منحصربه‌فردی از قطعات DNA را ایجاد می‌کند و آنزیم دیگر، مجموعه‌ای متفاوت از قطعات حاصل از همان مولکول DNA را ایجاد خواهد کرد. شکل ۶-۲ جایگاه‌های برش DNA فاژ لامبدای *E. coli* را به وسیله آنزیم‌های *Eco RI* و *Bam HI* نشان می‌دهد. نقشه‌ای که جایگاه‌های برش DNA یک موجود به وسیله یک آنزیم خاص را نشان می‌دهد، نقشه برشی نام دارد. قطعات حاصل از برش آنزیمی را می‌توان از طریق الکتروفورز DNA تشخیص داد و قطعات DNA خاص با برش بخشی از ژل حاوی قطعات DNA، از ژل جدا و بازیابی می‌شوند.



شکل ۶-۲- نقشه برشی DNA حاصل از آنزیم‌های *Eco RI* و *Bam HI* خطوط عمودی محل برش‌ها را نشان می‌دهند. اعداد بالای خطوط نشان‌دهنده درصد کل طول DNA از انتهای سمت چپ است. اعداد زیر خطوط طول هر قطعه را بر حسب درصد کل طول نشان می‌دهد.

تکنیک‌های متعددی برای تعیین مکان ژن‌های خاص بر روی قطعات یک نقشه برشی استفاده می‌شوند. یکی از معمول‌ترین این روش‌ها، سادرن بلات است. در سادرن بلاتینگ، یک ژل که در آن مولکول‌های DNA به وسیله الکتروفورز از هم تفکیک شده‌اند، برای ایجاد DNA تک‌رشته با ماده قلیایی تیمار می‌شود و سپس این رشته به صفحه نیتروسلولزی انتقال می‌یابد، به طوری که موقعیت‌های نسبی باندهای DNA حفظ می‌شود (شکل ۷-۲). سپس نیتروسلولزی که DNA تک‌رشته‌ای محکم به آن اتصال یافته است، در معرض کاوشگر RNA یا DNA رادیواکتیو قرار می‌گیرد و به ایجاد حالت اولیه دورشته‌ای منجر می‌شود. کاوشگر نشاندار با مواد رادیواکتیو تنها در موقعیت‌هایی که در آن توالی‌های بازی با کاوشگرها مکمل هستند، به طور پایداری به DNA متصل می‌شود (در برابر شست‌وشو مقاومت دارد). رادیواکتیویته از طریق قرار دادن کاغذ در تماس با فیلم پرتو ایکس مشخص می‌شود؛ بعد از ظهور فیلم، نواحی تیره‌شده، موقعیت رادیواکتیویته را نشان می‌دهد. اگر از یک نوع mRNA رادیواکتیو رونویسی شده از یک ژن خاص به عنوان کاوشگر استفاده شود (مثلاً mRNA جدا شده از یک سلول تخصصی که به طور عمده یک نوع RNA خاص را ایجاد می‌کند)، فقط با قطعه برشی حامل آن ژن هیبرید خواهد شد.



شکل ۷-۲- سادرن بلاتینگ

۳-۲- ناقل‌های همسانه‌سازی

ناقل‌های همسانه‌سازی، مولکول‌های DNA پلاسمید، فاژ یا ویروس جانوری مورد استفاده برای انتقال یک قطعه DNA از یک لوله آزمایش به سلول زنده هستند و توانایی تکثیر خود را دارند. ناقل‌ها ممکن است از نوع همسانه‌سازی یا بیانی باشند. ناقل‌های همسانه‌سازی برای تکثیر قطعات DNA موردنظر در یک میزبان مناسب استفاده می‌شوند اما رونویسی یا ترجمه ژن همسانه‌سازی‌شده اتفاق نمی‌افتد. ناقل‌های همسانه‌سازی در ایجاد کتابخانه ژنومی یا بانک ژن، تهیه کاوشگر و... استفاده می‌شوند. ناقل بیانی برای بیان ژن همسانه‌سازی‌شده استفاده می‌شود یعنی ژن همسانه‌سازی‌شده، رونویسی و ترجمه می‌شود. ناقل‌های بیانی در تولید گیاهان یا حیوانات تراریخته استفاده می‌شوند.

سادرن بلاتینگ

با توجه به ویژگی مویینگی کاغذ جادب، بافر از ژل به کاغذ جاذب حرکت می‌کند. قطعات DNA نیز همراه بافر به غشا انتقال خواهند یافت.

ناقل مناسب دارای ویژگی‌های زیر است؛

- (۱) توانایی تکثیر دارد، به نحوی که همراه با همانندسازی ناقل، کپی‌های زیادی از قطعه DNA مورد نظر تشکیل می‌شود؛
- (۲) براحتی به سلول میزبان وارد می‌شود؛
- (۳) حامل جایگاه‌های هدف منحصربه‌فردی برای آنزیم‌های برشی است تا DNA خارجی بتواند بدون اختلال در کارکرد خود به آن وارد شود؛

۴) اگر نیاز به بیان DNA خارجی است، ناقل باید پروموتور، اپراتور و... داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای فناوری DNA نو ترکیب، همسانه‌سازی قطعات DNA تصادفی یا cDNA است که اغلب به‌عنوان کاوشگر استفاده می‌شوند یا همسانه‌سازی ژن‌های اختصاصی است که ممکن است از ژنوم جدا شده باشند یا به‌طریق شیمیایی از اندام یا به صورت cDNA از mRNA سنتز شوند. این همسانه‌سازی DNA فقط با کمک مولکول DNA دیگری که قابل تکثیر در میزبان است، امکان‌پذیر است و به عنوان یک ناقل می‌تواند یک پلاسمید، باکتریوفاژ، فاژمید (فاژ + پلاسمید) یا حتی یک ویروس باشد. گاهی از طریق ادغام یک قطعه DNA در ناقل به منظور قرار دادن جایگاه(های) منحصربه‌فرد یک یا چند آنزیم برشی و با هدف تسهیل استفاده از آن، تغییراتی در ناقل اعمال می‌شود. این DNA اضافه شده "پلی لینکر" نام دارد.

برخی از انواع مولکول‌های کوچک DNA بیماری‌زا هستند و زمانی که وارد سلول زنده شوند، می‌توانند از ماشین سلول برای تکثیر خود استفاده کنند. براساس تعریف متخصصان بیوشیمی از حیات، این مولکول‌های DNA زنده نیستند؛ آنها قادر به تکثیر خود نیستند. از جمله نیازهای آنها، RNA پلیمراز میزبان (باکتری آلوده) برای رونویسی DNA به mRNA است. همچنین آنها برای ترجمه پیام‌ها به پروتئین به ریبوزوم‌های میزبان نیاز دارند. اما با وجود این کمبودها، DNAهای آلوده تأثیر عمیقی بر سلول‌های زنده دارند. برخی از انواع آنها یک سلول را اشغال می‌کنند و آن را از بین می‌برند، درحالی‌که انواع دیگر ممکن است برای سلول مفید باشند.


این مولکول‌های DNA بیماری‌زا به دو نوع کلی تقسیم می‌شوند، ویروس‌ها و پلاسمیدها. مولکول‌های DNA ویروس‌ها در یک پوشش حفاظتی پروتئینی احاطه می‌شود و قادر نیستند به مدت طولانی خارج از سلول میزبان زنده بمانند. از طرف دیگر پلاسمیدها مولکول‌های DNA حلقوی فاقد پوشش هستند و عموماً داخل سلول یافت می‌شوند. می‌توان مولکول‌های DNA پلاسمیدها و باکتریوفاژها (ویروس‌هایی که به باکتری‌ها حمله می‌کنند) را در یک مکان مشخص برش داد و همراه با حفظ اطلاعات ضروری برای آلودگی با پلاسمید یا فاژ، قطعه‌ای از DNA خارجی را به آنها وارد کرد. از این‌رو، این مولکول‌های DNA بیماری‌زا به‌عنوان ابزارهای انتقال DNA از یک نوع سلول به سلول دیگر موثرند.

۱-۳-۲- پلاسمیدها

پلاسمیدها مولکول‌های DNA حلقوی، کوچک، دورشته‌ای و خودتکثیرشونده‌اند (شکل ۸-۲). پلاسمیدها دارای ناحیه ویژه‌ای به‌نام مبدأ همانندسازی هستند که به‌عنوان یک سیگنال شروع برای DNA پلیمراز عمل می‌کند تا مولکول DNA پلاسمید به‌وسیله سلول میزبان تکثیر شود.

انواع زیادی از پلاسمیدها شناخته شده‌اند. پلاسمیدها از نظر طول و نوع ژن‌هایی که حمل می‌کنند با هم تفاوت دارند. برخی از پلاسمیدهای کوچک‌تری که در همسانه‌سازی ژن متداول‌اند، حدود ۵۰۰۰ جفت نوکلئوتید دارند که DNA کافی برای حدود پنج پروتئین با اندازه متوسط را شامل می‌شود. به‌عنوان مقایسه، *E. coli* حامل تقریباً بیش از چهار میلیون جفت نوکلئوتید است و DNA انسان حدود چهار میلیارد جفت نوکلئوتید دارد. پلاسمیدهایی وجود دارند که بزرگ‌ترند و برای دست‌ورزی دشوارند (یعنی پلاسمیدهای قابل انتقال^۱). آنها به‌طور کلی برای همسانه‌سازی ژن مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. برخی از پلاسمیدهایی که توانایی ادغام شدن در کروموزوم میزبان را دارند، اپی‌زوم نامیده می‌شوند. فاکتور F که در همیوگی *E. coli* دخیل است، مثالی از یک اپی‌زوم است.

یک ویژگی مهم پلاسمیدها این است که غالباً حامل ژن‌های مقاومت به آنتی‌بیوتیک هستند و این ویژگی نقش مهمی در شناسایی و انتخاب مولکول‌های DNA نو ترکیب دارد. در کل، ناقل‌های پلاسمیدی دانسیته شناوری متفاوتی نسبت به DNA میزبان دارند و به همین دلیل تخلیص آنها آسان است. پلاسمید pBR322 برای همسانه‌سازی مولکولی بسیار استفاده شده است (شکل ۹-۲). این پلاسمید از نوع غیرهمیوگ است؛ همیوگی را تحریک نخواهد کرد و هر سلول *E. coli* که با آن ترانسفورم شود، شش تا هشت کپی به ازای کروموزوم میزبان خواهد داشت. pBR322 حاصل مهندسی پلاسمیدهای طبیعی در آزمایشگاه است و ویژگی‌هایی دارد که برای آزمایش‌های همسانه‌سازی مفیدند. تکثیر آن در سلول *E. coli* وابسته به حضور ناحیه مبدأ همانندسازی (*rep*) است. pBR322، ۴۳۶۳ جفت باز طول و وزنی معادل $10^6 \times 2/7$ دالتون دارد.



الف

Col EI type DNA molecules

ب

Enlargement of plasmid similar to Col EI

شکل ۸-۲- پلاسمیدهای مشاهده شده تحت میکروسکوپ الکترونی. الف) چهار مولکول DNA به نام Col EI. این DNAهای خطی و حلقوی طولی معادل ۰.۰۰۱ طول *E. coli* دارند. ب) تصویر بزرگ‌شده پلاسمید مشابه Col EI که در بخش کوچکی از آن دو رشته در حال جدا شدن از هم هستند.

مجموعه دیگری از پلاسمیدهایی که به عنوان ناقل‌های همسانه‌سازی استفاده می‌شوند، متعلق به مجموعه pUC است. آنها دارای جفت‌هایی با جهت معکوس جایگاه‌های برشی نسبت به پروموتور *lacZ* هستند. pUC8 و pUC9 یک جفت را می‌سازند. این ناقل‌های پلاسمیدی عمدتاً برای همسانه‌سازی DNAهای کوچک (تا ۱۰ کیلوباز) استفاده می‌شوند.

ناقل همسانه‌سازی pSC 101 مشتق از پلاسمید R-6-5 بوده و دارای یک جایگاه برشی *EcoRI* است، سبب مقاومت به تتراسایکلین می‌شود و توان تکثیر خود را دارد. ادغام DNA خارجی در این پلاسمید، سایر کارکردهای آن به‌ویژه فعالیت‌های مقاومت و تکثیر را تغییر نمی‌دهد. این مسئله در همسانه‌سازی ژن‌های مقاومت به آنتی‌بیوتیک، DNA ریبوزومی وزغ زنبوبوس و ژن‌های هیستونی توتیای دریایی با موفقیت استفاده شده‌است. تنها عیب pSC 101 این است که نوع وحشی آن را نمی‌توان از مشتقات نو ترکیب تشخیص داد.

پلاسمید القاکننده تومور به‌وسیلهٔ باکتری *Agrobacterium tumefaciens* حمل می‌شود. این باکتری پلاسمید را به سلول‌های گیاه انتقال می‌دهد و موجب القای گال‌های طوقه می‌شود. هم‌اکنون انواع تغییر یافتهٔ پلاسمید Ti برای مهندسی ژنتیک گیاهان استفاده می‌شود. جزئیات بیشتری از این مورد در بخش ۴ ارائه شده است. pUC18 یک پلاسمید متداول و بسیار کاربردی است که اولین بار در دانشگاه کالیفرنیا ساخته شد. دارای ۲۶۸۶ جفت باز، ژن مقاومت به آمپی‌سیلین و ژن *LacZ* است و جایگاه‌های همسانه‌سازی متعددی دارد.

پلاسمیدهای متعددی وجود دارند که عوامل ژنتیکی باروری، مقاومت به آنتی‌بیوتیک، قابلیت تخمیر قندها و حتی هیدروکربن‌هایی نظیر نفت و تولید باکتریوسین‌ها و همولیزین‌ها را دارند. تمام این پلاسمیدها برای تولید پلاسمیدهای مناسبی به‌عنوان ناقل‌های کوچک، اصلاح شده‌اند. آنها بر اساس ویژگی‌های سازگاری گروه‌بندی می‌شوند. پلاسمیدها وقتی ناسازگار تلقی می‌شوند که به خاطر رقابت بر سر جایگاه‌های همانندسازی موجود در غشا، قادر به استقرار خود نیستند.

برخی از پلاسمیدها که به گروه P تعلق دارند، قادرند دامنهٔ گسترده‌ای از باکتری‌های گرم منفی را آلوده کنند. از این رو، برای انتقال ژن‌های جدید استفاده می‌شوند. پلاسمیدهای F پلاسمیدهای طبیعی فاکتور جنسی هستند که همیوگی را القا می‌کنند و در آزمایش‌های همسانه‌سازی استفاده نمی‌شوند.


پلاسمید F تصادفی در کروموزوم *E.coli* ادغام می‌شود و گاه همراه با بخشی از ماده باکتریایی جدا می‌شود.

همچنین فاژها قابلیت ادغام با ذرات F را دارند و توان آلوده‌سازی^۱ را کسب می‌کنند.

پلاسمیدهای R ژن‌های مقاومت به آنتی‌بیوتیک را حمل می‌کنند و بعضی از آنها دامنه میزبانی گسترده‌ای دارند. برای مثال، RP4 از *Pseudomonas* به‌دست می‌آید و به‌آسانی از طریق همیوگی به اکثر باکتری‌های گرم منفی *E. coli* منتقل می‌شود. پلاسمیدهای R دو قطعه منحصر به فرد، یکی عامل مقاومت (*r-det*) و دیگری فاکتور انتقال مقاومت (*R-tf*) را دارند.

پلاسمیدهای Col (پلاسمیدهای کلیسین^۲) پلاسمیدهایی هستند که آنتی‌بادی‌های باکتریایی به نام کلیسین را کد می‌کنند. برای مثال، col. E1 قابلیت تولید ماده کلیسین E1 را داراست و حدود ۲۰-۳۰ کپی از آن در یک سلول قرار دارد. در حضور کلرامفنیکول تکثیر می‌شود، یعنی زمانی که کروموزوم باکتری همانندسازی را متوقف می‌کند، col. E1 به مدت ۱۲ تا ۱۶ ساعت به تکثیر ادامه می‌دهد که سبب می‌شود ۱۰۰۰-۳۰۰۰ کپی به‌ازای هر

سلول ایجاد شود و حدود ۴۵ درصد از کل DNA سلول را به خود اختصاص دهد. Col. E1 یک جایگاه *EcoRI* دارد و زمانی که DNA خارجی در آن ادغام شود، کلیسین تولید نشده و به همین دلیل پلاسمیدهای نو ترکیب را به آسانی می‌توان شناسایی کرد. پلاسمیدهایی ساخته شده‌اند که دارای جایگاه *cos* لامبدا هستند. این پلاسمیدها که کاسمید نام دارند، به‌عنوان ناقل استفاده می‌شوند. در واقع کاسمیدها پلاسمیدهایی با حدود ۲۵۰ جفت باز از DNA لامبدا هستند. ناقل کاسمیدی از pBR322، قطعه λ با جایگاه *cos*، جایگاه شناسایی *PstI* و *PvuI* در ژن مقاومت به آمپی‌سیلین و *BamHI* تشکیل یافته است. برخی از ویروس‌ها برای ایجاد ناقل سلول‌های جانوری استفاده می‌شوند.



شکل ۹-۲- نقشه فیزیکی ناقل‌های همسانه‌سازی pUC و pBR322

۲-۳-۲- باکتریوفازها

باکتریوفازها ویروس‌هایی هستند که باکتری‌ها را آلوده می‌کنند و معمولاً فاز نامیده می‌شوند. آنها پیچیده‌تر از پلاسمیدها هستند و علاوه بر داشتن یک مبدأ همانندسازی، حامل ژن‌های کدکننده پروتئین‌هایی هستند که یک پوشش حفاظتی را دور DNA تشکیل می‌دهند. فازها همانند پلاسمیدها فاقد سیستم تولید پروتئین هستند و در نتیجه، فقط در سلول‌های باکتریایی زنده تکثیر می‌شوند. فازها بر اساس اجزای اسید نوکلئیک خود به انواع فازهای DNA دورشته‌ای (dsDNA)، DNA تک‌رشته‌ای (ssDNA)، dsRNA و ssRNA گروه‌بندی می‌شوند. فازها برای فرار از میزبان، آنزیم‌هایی مانند لیزوزیم را تولید می‌کنند. این آنزیم‌ها پپتیدوگلیکان را تجزیه می‌کنند.

بسیاری از فازها شبیه سرنگ‌های زیرپوستی مینیاتوری هستند (شکل ۱۰-۲). DNA فاز داخل ساختار پروتئینی سر قرار دارد. زمانی که ذره فاز در تماس با سلول باکتری قرار گیرد، دم فاز به دیواره سلول می‌چسبد و DNA از دم به درون سلول باکتری رانده می‌شود و بعد از اینکه DNA فاز درون سلول قرار گرفت، شروع به کنترل سلول می‌کند. RNA پلیمراز باکتری ژن‌های اختصاصی فاز را رونویسی می‌کنند و mRNAهای حاصل با استفاده از ریبوزوم‌های باکتری ترجمه می‌شوند. در مراحل اولیه آلودگی برخی از فازها پروتئین‌هایی تولید می‌کنند که DNA باکتری را تخریب کرده و آن را به نوکلئوتیدهای مجزا تجزیه می‌کنند و چون تمام اطلاعات مورد نیاز تخریب شده است، باکتری از بین می‌رود. برخی از فازها ژن‌هایی دارند که RNA پلیمراز کد می‌کنند و در نتیجه نیازی به پلیمراز باکتری ندارند. فاز لامبدا امکان همسانه‌سازی قطعاتی به طول حدود ۲۵-۲۰ کیلوباز را فراهم می‌کند و ناقل‌های کاسمیدی یا فازمیدی امکان همسانه‌سازی قطعاتی تا حدود ۴۵ کیلوباز را فراهم ساخته‌اند.


کارایی فاز شگفت‌آور است. یک فاز صدها نتاج تولید می‌کند و هر نتاج یک سلول باکتری را آلوده می‌کند و چند صد ذره فاز دیگر تولید می‌شود. تنها با تکرار چهار چرخه آلودگی، یک ذره فاز می‌تواند به مرگ بیش از یک میلیارد سلول باکتری منجر شود. اگر یک قطعه DNA بدون تخریب ژن‌های مهم، به یک مولکول DNA فاز اتصال یابد، فاز در زمان آلودگی سلول باکتری آن قطعه را همراه با DNA خودش تکثیر خواهد کرد.

۱-۲-۳- فازهای لامبدا (باکتریوفاز معتدل)

لامبدا یکی از فازهای مورد استفاده در همسانه‌سازی است و نسبتاً پیچیده‌تر از فازهای دیگر می‌باشد. زمانی که DNA لامبدا به سلول باکتری تزریق شود، می‌تواند دو مسیر را طی کند. لامبدا می‌تواند تکثیر شده و باکتری

را تخریب کند یا در سلول استقرار یابد. این فرایند به چرخه لیزوژنیک معروف است. زمانی که وارد مسیر دوم شود، DNA لامبدا در کروموزوم باکتری ادغام شده و بخشی از کروموزوم باکتری می‌شود (شکل ۱۱-۲). ژن‌های فاژ که به‌طور طبیعی پروتئین‌هایی برای از بین بردن میزبان تولید می‌کنند، به‌وسیله یک پروتئین بازدارنده فاژی غیرفعال می‌شوند. از این‌رو، هر زمان که باکتری همانندسازی کند، لامبدا تکثیر می‌شود. لامبدا در این وضعیت مقدار بیشتری پروتئین بازدارنده برای حفظ خاموشی ژن‌های خود تولید می‌کند. در این زمان، چنانچه DNA فاژهای لامبدای دیگری به سلول وارد شود به سرعت به بازدارنده موجود در سلول اتصال می‌یابند. به این ترتیب DNA وارد شده قادر به شروع آلودگی لیتیک که به مرگ سلول منجر می‌شود، نخواهد بود. در نتیجه می‌توان لیزوژن‌ها را به آسانی تشخیص داد.


زمانی که لیزوژن حاصل آلودگی با یک فاژ حامل ژن همسانه‌سازی شده باشد، سلول باکتری قطعه همسانه‌سازی شده را به طور دائمی حمل خواهد کرد. با ایجاد نواحی تنظیمی مناسب روی ژن موردنظر، کنترل آن ژن امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین پلاسمیدها و فاژها برای ادغام ژن در باکتری استفاده می‌شوند. با تخریب بازدارنده فاژ، می‌توان ژن‌های همسانه‌سازی شده را از وضعیت لیزوژن بازبایی کرد. سپس DNA فاژ، کروموزوم باکتری را از بین می‌برد و سلول را به سمت ایجاد ذرات فاژی هدایت می‌کند.



شکل ۱۰-۲- تصویر باکتریوفاژ با میکروسکوپ الکترونی. الف) باکتریوفاژ P2، بزرگنمایی ۲۶۶۰۰۰ مرتبه. ب) باکتریوفاژ لامبدا، بزرگنمایی

برای ایجاد لیزوژن، ژنوم آلوده باید به واسطه انتهای تکرشته‌ای مکمل حلقوی شود. نوترکیبی متقابل بین فاژ و باکتری در جایگاه‌های خاصی رخ می‌دهد. ادغام و جداسدن DNA فاژ تحت تأثیر سیستم آنزیمی فاژ است. باکتریوفاژ لامبدا به عنوان ناقل همسانه‌سازی، مزایای زیادی دارد. زمانی که یک سلول باکتری چند صد ذره لامبدا تولید می‌کند، DNA هیبرید به مقدار زیادی تولید می‌شود. این DNA هیبرید به آسانی تخلیص می‌شود. هرچند، فاژ لامبدا این اشکال را دارد که دارای پنج جایگاه هدف *EcoRI* است و باید طوری تغییر کند تا به یک ناقل همسانه‌سازی مناسب تبدیل شود.

مشتقات فاژی متعددی ایجاد شده‌اند که استفاده از آنها آسان است، بقای کمتری در محیط‌های طبیعی دارند و بنابراین خیلی ایمن هستند.



شکل ۱۱-۲- ایجاد فاژ لیزوژن. (۱) باکتریوفاژ لامبدا DNA خود را وارد سلول باکتری می‌کند. DNA خطی حاصل دارای انتهای چسبنده است. (۲) DNA به صورت حلقوی در می‌آید و (۳) اتصال ناحیه مکمل صورت می‌گیرد. در این مرحله فاژ دو راه در مقابل دارد. می‌تواند به تکثیر DNA خود بپردازد و نتاج جدید تولید کند و به مرگ باکتری منجر شود و یا اینکه در DNA باکتری ادغام شود (۴-۶) و تا چندین نسل در وضعیت خاموش باقی بماند. پروتئین‌های فاژ و باکتری هر دو در فرایند تلفیق نقش مهمی دارند.

۲-۳-۲-۲ - فاژ Mu

باکتریوفاژ *Mu* یک فاژ منحصر به فرد با قابلیت انتقال عمومی و توانایی ادغام DNA در تعداد زیادی جایگاه در ژنوم میزبان است. چون ادغام بی‌قاعده‌ای دارد موجب دامنه گسترده‌ای از بازآرایی‌های کروموزومی شامل جابه‌جایی، حذف، وارونگی و... می‌شود.

۲-۳-۲-۳ - کاسمیدها و فاژمیدها

کاسمیدها ذرات پلاسمیدی هستند که دارای توالی‌های DNA ویژه‌ای به نام جایگاه *cos* هستند. چون این جایگاه امکان بسته‌بندی DNA در قالب ذره فاژ را فراهم می‌کند، کاسمیدها نیز به واسطه آن در شرایط مصنوعی قادر به بسته‌بندی و تخلیص خواهند بود. همچنین همانند پلاسمیدها به باکتری نفوذ می‌کنند و فاقد ژن‌های لیتیک هستند.

فاژمیدها به طور مصنوعی و از طریق ترکیب ویژگی‌های فاژ (مانند M13) با پلاسمید ساخته شده‌اند. فاژمیدی که معمولاً در آزمایشگاه‌های زیست‌شناسی مولکولی استفاده می‌شود، pBluescript II KS است که از pUC19 مشتق شده و ۲۹۶۱ جفت باز طول دارد. این فاژمید یک ناقل بیانی است و جایگاه همسانه‌سازی آن بین پروموتورهای T_3 و T_7 است که در جهت عکس هم خوانده می‌شوند.

۲-۳-۳ - عناصر ژنتیکی جابه‌جاشونده

فناوری همسانه‌سازی ژن امکان ادغام قطعات کوچک و مجزای DNA را در جایگاه‌های خاص سایر مولکول‌های DNA میسر می‌سازد. طبیعت نیز این توانایی را دارد. عناصر ژنتیکی متحرک می‌توانند دارای از یک مکان ژنوم به مکان دیگر حرکت کنند. عناصر جابه‌جاشونده، عناصر ژنتیکی متحرک یا ژن‌های جهنده نیز نامیده می‌شوند.

۲-۳-۳-۱ - عناصر ادغامی

ذرت، سال‌ها تنها سیستم ژنتیکی بود که در آن عناصر متحرک مشاهده شد. بعدها شواهد متعددی به دست آمد که احتمالاً جایگاه‌های ژنتیکی در دروزوفیل که قابلیت جهش بالایی دارند ممکن است با عناصر کنترل متحرک ارتباط داشته باشند. اما اکثر متخصصان ژنتیک توجه کمی به چنین جایگاهی داشتند. در اواخر دهه

۱۹۶۰، جهش‌های بسیار پلیوتروپیک (جهش‌هایی که تاثیر چندگانه دارند) در *E. coli* کشف شد که ناشی از ادغام قطعات بزرگی از DNA به نام توالی‌های ادغامی^۲ (IS) بودند.

یک عنصر یا توالی ادغامی، قطعه‌ای کوتاه از DNA دورشته‌ای با طول متغیر ۷۶۸ تا ۵۷۰۰ جفت باز است که مبدأ تکثیر ندارد و بنابراین باید به صورت ادغامی به ارث رسیده باشد. توالی‌های ادغامی کمی در *E. coli* شناخته شده‌اند، مانند IS1، IS2، IS3، IS4 و IS5. کپی‌های متعددی از عناصر IS1 و IS3 در سراسر کروموزوم *E. coli* پراکنده‌اند. نه تنها عناصر IS قابلیت جابه‌جایی دارند بلکه اگر جفت‌هایی از آنها با فاصله نزدیک در جایی قرار گرفته باشند، بصورت یک واحد انتقال یافته و می‌توانند ژن‌های مابین خود را جابه‌جا کنند (شکل ۱۲A-۲).

۲-۲-۳-۲- ترانسپوزون‌ها

ترانسپوزون نوع دیگری از عناصر ژنتیکی متحرک است که در بسیاری از باکتری‌ها وجود دارد. ترانسپوزون‌ها پیچیده‌تر از توالی‌های ادغامی هستند دارای قطعات DNA کوتاه‌تر و توان تکثیر خود را ندارند. به دلیل اینکه درون کروموزوم یا پلاسمید ادغام و با DNA میزبان تکثیر می‌شوند، پایدارند. این عناصر قادر به حرکت از یک جایگاه به جایگاه دیگر هستند. یک ترانسپوزون معمولی حامل یک یا چند ژن مقاومت به آنتی‌بیوتیک است و دو تکرار معکوس در دو انتهای خود دارد (شکل ۱۲B-۲). بیش از ۳۵ ترانسپوزون شناسایی شده است، از جمله Tn3، Tn4، Tn5، Tn9، Tn10، Tn903. سه نوع ترانسپوزون (I، II و III) وجود دارد. نوع III ترانسپوزون‌ها به عناصر جابه‌جاشونده دارای تکرار معکوس مینیاتوری یا MITE^۱ معروفند.


۲-۳-۳-۲- عناصر موجود در ذرت

عناصر دارای توان جابه‌جایی یا عناصر کنترلی، نوع دیگری از عناصر ژنتیکی متحرکند که در ذرت مشاهده شده‌اند. این عناصر، بیان ژن‌های استاندارد را تغییر می‌دهند و فعالیت‌های آنها در طول نمو تنظیم می‌شود. این عناصر تغییر مکان می‌دهند و در خلال رشد و نمو گیاه در زمان‌ها و فراوانی‌های مشخص بازآرایی‌های ژنتیکی را القا می‌کنند.

این عناصر در باکتری‌ها بسیار مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، اما باربارا مک‌کلینتاک^۲ برای نخستین بار آنها را در ذرت، *Zea mays*، کشف کرد. این عناصر ژنتیکی مکان کروموزومی ثابتی ندارند و از بیان سایر ژن‌های ذرت که در مجاورت آنها قرار دارند، جلوگیری می‌کنند. چندین خانواده از عناصر کنترلی در ژنوم ذرت وجود دارند. تعداد، نوع و موقعیت‌های این عناصر خاص هر نژاد ذرت هستند.

دو نوع از عناصر کنترلی وجود دارند: ۱. مستقل^۱؛ ۲. غیرمستقل^۲. عناصر مستقل توانایی برش و جابه‌جایی دارند؛ ادغام آنها در هر مکان ژنی سبب ایجاد یک آلل "بی‌ثبات"^۳ می‌شود. فقدان عنصر مستقل یا عدم قابلیت جابه‌جایی آن عنصر، یک آلل ناپایدار را به یک آلل پایدار تبدیل می‌کند. عناصر غیرمستقل پایدارند؛ حرکت نمی‌کنند و دستخوش تغییرات خودبه‌خودی نمی‌شوند. تنها زمانی ناپایدار می‌شوند که یک عضو مستقل از همان خانواده در جایی از ژنوم وجود داشته باشد. عناصر مستقل مستعد جابه‌جایی‌اند و فعالیت‌های دیگری (مانند تاثیر بر بیان ژن) نیز دارند.

عناصر مستقل و غیرمستقل به چهار خانواده گروه‌بندی می‌شوند (جدول ۲-۲). عنصر مستقل، تغییر مکان می‌دهد و به سمت یک جایگاه جدید حرکت می‌کند. عنصر غیرمستقل به کمک عنصری مستقل نیاز دارد تا به سمت محل جدیدی حرکت کند.



شکل ۱۲-۲ انواع مختلف عناصر جابه‌جاشونده. الف) عناصر ادگامی؛ ب) ترانسپوزون‌ها؛ ج) عنصر Ty مخمر؛ د) عنصر copia دروزوفیل.

۴-۳-۲- عناصر Ty مخمر

عنصر Ty نوع دیگری از عناصر ژنتیکی متحرک است و خانواده‌ای از توالی‌های تکراری DNA هستند که در نژادهای مختلف مخمر در مکان‌های متفاوتی یافت می‌شوند. Ty، مخفف "ترانسپوزون مخمر"^۴ است. ۵ جفت باز از DNA هدف در هر طرف عنصر Ty ادغامی، تکرار می‌شود (شکل ۱۲C-۲). فراوانی جابه‌جایی Ty کمتر از ترانسپوزون باکتری است. دو نوع اصلی Ty وجود دارند: Ty 1 و Ty 917. ایجاد ناقل کروموزوم مصنوعی مخمر (YAC)^۵ با قابلیت حمل قطعه DNA چندصد کیلوبازی، مطالعه ژنوم پیچیده و همسانه‌سازی ژن‌های بزرگ را امکان‌پذیر ساخته است. چون YAC ها قابلیت حمل قطعه‌های بزرگ را دارند، امکان تهیه کانتیگ‌هایی (مجموعه‌هایی از کلون‌ها یا توالی‌های هم‌پوشان) با بیش از چند مگاباز وجود دارد و ساخت نقشه‌های کروموزومی بزرگ را تسهیل می‌کند.


۵-۳-۲- عناصر P.x.copia

عناصر P.x.copia نوعی از عناصر ژنتیکی متحرک در دروزوفیل هستند (شکل ۱۲D-۲). عناصر ژنتیکی همچون^۱FB و عناصر P نیز در دروزوفیل مشاهده می‌شوند.

۴-۲- ادغام یک مولکول DNA خاص در ناقل

قبلاً مطالبی دربارهٔ آنزیم‌های برشی و ناقل‌های همسانه‌سازی مطرح شد. در اینجا به نحوهٔ استفاده از آنها در ایجاد مولکول‌های DNA نو ترکیب اشاره می‌شود. مجموعه‌ای از قطعات هضم‌شده با یک آنزیم برشی برای اتصال به ناقل برش‌یافته تولید شده و در ادامه تعداد زیادی ناقل هیبرید حامل قطعات مختلف DNA خارجی ایجاد می‌گردند (شکل ۱۳-۲). چنانچه لازم باشد قطعه DNA یا ژن خاصی همسانه‌سازی شود، ناقل دارای آن قطعه خاص باید از سایر ناقل‌های دارای DNA خارجی تفکیک شود.

برای تعداد زیادی از ژن‌ها، تکنیک‌های انتخابی ساده‌ای به منظور بازیابی ناقل حامل ژن وجود دارد. یک روش این است که اگر DNA موردنظر در یک قطعهٔ برشی ویژه‌ای حمل می‌شود، می‌توان آن قطعه را بعد از الکتروفورز از روی ژل جداسازی و به ناقل مناسب وارد کرد. البته سلول‌های یوکاریوتی دارای حدود یک میلیون جایگاه برش برای یک آنزیم برشی خاص هستند، از این‌رو جداسازی مستقیم یک ژن یوکاریوتی از طریق الکتروفورز امکان‌پذیر نیست.




شکل ۱۳-۲- مثالی از همسانه سازی. قطعه ای از DNA قورباغه در یک پلاسمید ادغام می شود. پلاسمید هیبرید به یک باکتری منتقل می شود و پس از تکثیر باکتری، DNA قورباغه در تمام نتاج باکتری وجود خواهد داشت.

تکنیک دیگر در همسانه سازی یک مولکول DNA ویژه، مربوط به پلیمرز ترانس کریپتاز معکوس است که می تواند از یک مولکول DNA تک رشته (نظیر mRNA)، یک کپی DNA تک رشته به نام DNA مکمل یا cDNA را سنتز کند. اگر RNA الگو یک mRNA باشد (یعنی اینترون ها از نسخه اولیه برداشته شوند) cDNA متناظر، شامل یک توالی کدکننده خواهد بود. این توالی، توالی ژن یوکاریوتی اولیه نیست؛ هرچند، اگر هدف از ایجاد مولکول DNA نو ترکیب، سنتز یک فراورده ژنی یوکاریوتی در یک سلول باکتری باشد و بتوان چنین RNA پردازش شده ای را استخراج کرد، cDNA به دست آمده از آن گزینه مناسبی برای ادغام خواهد بود.


می‌توان DNA خارجی را با استفاده از یک آنزیم برشی به قطعاتی برید و با همان آنزیم یک برش در ناقل پلاسمیدی (مثلاً pBR322) ایجاد و پلاسمید حلقوی را به یک مولکول خطی تبدیل کرد. شکل ۱۴-۲ این حالت را در مورد *EcoRI* نشان می‌دهد. چون *EcoRI* در یک جایگاه خاص برش ایجاد می‌کند، انتهای تکرشته ناقل‌های پلاسمیدی با انتهای تکرشته‌ای قطعات حاصل از *EcoRI* در DNA خارجی مکمل هستند. چنانچه دو DNA در یک محلول قرار گیرند، از طریق پیوند هیدروژنی در نواحی انتهایی مکمل، یک DNA حلقوی بزرگ‌تر ایجاد می‌کنند. در حضور آنزیم پلی‌نوکلئوتید لیگاز، شکاف‌های تکرشته‌ای در اسکلت‌های قند-فسفات ترمیم می‌شوند و این ساختار پایدار می‌ماند. در نتیجه یک مولکول DNA نو ترکیب به وجود می‌آید. چون انتهای قطعات DNA حاصل از هضم *EcoRI* یکسان است، DNA خارجی ممکن است در دو جهت در ناقل پلاسمیدی ادغام شود و این جهت تصادفی خواهد بود. این جهت‌یابی می‌تواند بر رونویسی ژن‌ها یا قطعات ژنی DNA خارجی تأثیر داشته باشد، زیرا آغاز رونویسی به مکان پروموتور و سایر جایگاه‌های تنظیمی ناقل وابسته است.

در عمل، بعد از هضم با آنزیم برشی تعداد نوکلئوتیدهای تکرشته‌ای DNA کم است و در نتیجه احتمال اینکه توالی‌های مکمل در محلول با یکدیگر مواجه شوند، نسبتاً کم خواهد بود. به علاوه، برخی آنزیم‌های برشی، انتهای چسبنده ایجاد نمی‌کنند و بعضی از روش‌های تولید قطعه DNA همسانه‌سازی شده، به DNA دورشته‌ای با انتهای صاف منجر می‌شوند. در این موارد، سنتز زنجیره تکرشته، با استفاده از آنزیم ترمینال داکسی نوکلئوتیدیل ترانسفراز امکان‌پذیر است. برای مثال، در حضور dATP، این آنزیم یک دنباله پلی (dA) در هر انتهای ۳' DNA ایجاد خواهد کرد. در عمل برای ادغام یک قطعه DNA در ناقل پلاسمیدی، دنباله‌های پلی (dA) (تقریباً بطول ۱۰۰ نوکلئوتید) بر روی پلاسمید خطی و دنباله‌های پلی (dT) با همان طول بر روی DNA خارجی پلیمریزه می‌شوند (شکل ۱۵-۲). به این ترتیب با ترکیب DNAها در محلول و افزودن پلی‌نوکلئوتید لیگاز، یک مولکول DNA نو ترکیب تولید می‌شود.



شکل ۱۴-۲ ساخت یک پلاسمید نو ترکیب DNA با استفاده از آنزیم برشی *Eco R1*. این آنزیم DNA خارجی و پلاسمید را هضم می کند و با مخلوط دو نوع DNA، پلاسمید نو ترکیب ایجاد می شود.

آنزیم لیگاز پیوند فسفودی استری بین گروه های آزاد ۵' فسفوریل و ۳' هیدروکسیل ایجاد می کند و دو مولکول DNA را به هم پیوند داده یا یک مولکول خطی را حلقوی می کند. منبع اصلی لیگاز، فاژ T4 است و این آنزیم برای عمل خود به ATP نیاز دارد. یک ویژگی مهم لیگاز T4، توانایی این آنزیم در پیوند انتهای صاف مولکول های DNA به یکدیگر است. تکنیک دنباله دار کردن هموپلیمر^۱ برای اتصال مولکول هایی که انتهای صاف دارند قابل استفاده است و این مزیت را دارد که پیوندها، تنها بین ناقل و قطعه DNA رخ می دهد. ناقل و قطعه به صورت مجزا تحت تیمار با ترمینال ترانسفراز قرار می گیرند و به وسیله dATP/dTTP دم پلی dA در انتهای ۳' یکی و دم dT در انتهای دیگری قرار می گیرد. در هنگام مخلوط کردن دو نوع مولکول، مولکول های هیبرید پایداری ایجاد می شود. عیب این روش این است که چون مکان برشی در دو طرف قطعه ایجاد نمی شود، بازیابی قطعه مشکل خواهد بود.



شکل ۱۵-۲- ساخت پلاسمید نو ترکیب DNA با استفاده از آنزیم ترمینال ترانسفراز به منظور سنتز انتهای مکمل روی پلاسمید خطی و قطعه DNA خارجی

۵-۲- ترانسفورماسیون و رشد سلول‌ها

قبل از اینکه DNA نو ترکیب از طریق همسانه‌سازی تکثیر شود، باید ترانسفورماسیون انجام شود یعنی یک سلول باکتریایی به‌عنوان میزبان، پلاسمید را با ژن خارجی بپذیرد و رونویسی از آن ژن را شروع کند. معمولاً از یک نژاد *E.coli* فاقد سیستم برشی برای این هدف استفاده می‌شود. سلول‌هایی که تیمار نشوند، تا حدود زیادی DNA را جذب نخواهند کرد، به همین دلیل باید با اعمال پیش‌تیمار سلول‌های مستعد را ایجاد کرد. این پیش‌تیمار معمولاً شامل نگهداری سلول‌های در حال رشد تصاعدی با CaCl_2 ، در درجه حرارت‌های کم است و بعد از آن DNA افزوده می‌شود؛ سپس، یک شوک گرمایی ملایم به جذب DNA منجر می‌شود.

معمولاً انتخاب سلول‌های تغییر شکل یافته، به مقاومت آنها به یک آنتی‌بیوتیک وابسته است. از این‌رو، باید در حدود یک ساعت سلول‌ها در محیط بدون آنتی‌بیوتیک قرار گیرند تا ژن‌های مقاومت به آنتی‌بیوتیک در پلاسمید بیان شوند. در ادامه سلول‌ها بر روی محیط جامد حاوی آنتی‌بیوتیک کشت می‌شوند تا کلونی‌های حامل DNA نو ترکیب انتخاب شوند.

۶-۲- آشکارسازی مولکول‌های نو ترکیب

زمانی که ناقل با یک آنزیم برشی هضم و با مخلوطی از تمام قطعات برش‌یافته موجود هم‌سرشته^۱ شود، انواعی از مولکول‌ها به‌وجود می‌آیند؛ مانند ناقلی که مجدد حلقوی شده و هیچ قطعه‌ای دریافت نکرده، ناقلی که یک یا چند قطعه دریافت کرده و یا مولکولی متشکل از تعداد زیادی از قطعه‌های اتصال یافته. برای تسهیل جداسازی یک ناقل حامل ژن خاص باید مطمئن شد که ناقل بعد از ترانسفورماسیون حاوی یک قطعه از DNA باشد و آن قطعه، همان DNA موردنظر باشد.

در استفاده از روش ترانسفورماسیون CaCl_2 برای قرار گرفتن پلاسمید در یک باکتری، هدف اولیه، جداسازی باکتری حامل پلاسمید از ترکیبی از کلونی‌های حامل پلاسمید یا عاری از پلاسمید است. یک روش عمومی، استفاده از پلاسمید دارای نشانگر مقاومت به آنتی‌بیوتیک و رشد باکتری بر روی محیط حاوی آنتی‌بیوتیک است. تنها سلول‌هایی که پلاسمید را دریافت کرده‌اند، کلونی تشکیل خواهند داد. pBR322 یک پلاسمید کارآمد است. این پلاسمید دو نشانگر مقاومت به آنتی‌بیوتیک (مقاومت به تتراسایکلین (*tet-r*) و مقاومت به آمپی‌سیلین (*amp-r*)) دارد. از این‌رو، سلول‌های تغییر شکل یافته حامل پلاسمید، با رشد بر روی محیط کشت حاوی یکی از

این دو آنتی‌بیوتیک مشخص می‌شوند. همچنین pBR322 تنها دارای یک کپی از هر هفت نوع مختلف جایگاه‌های آنزیم‌های برشی است، به‌طوری‌که محل DNA ادغام‌شده همیشه مشخص است.

علاوه بر روش ارزیابی در شناسایی سلول‌های حامل پلاسمید، روشی مورد نیاز است تا پلاسمیدهایی که در آنها DNA موردنظر وارد شده است، شناسایی شوند. حضور دو نشانگر مقاومت به آنتی‌بیوتیک در pBR322، استفاده از روشی به نام غیرفعال‌سازی الحاقی^۲ را ممکن می‌سازد. این روش بدین صورت انجام می‌گیرد؛ در pBR322، ژن *tet* حامل جایگاه‌های برش *Sal* I و *Bam* HI است. از این‌رو، ادغام در هر یک از این جایگاه‌ها، پلاسمیدی به وجود خواهد آورد که مقاوم به آمپی‌سیلین است اما به تتراسایکلین حساس است. اگر نوع سلول‌های وحشی (حساس به آمپی‌سیلین و تتراسایکلین) با مخلوط DNA حاوی pBR322 هضم‌شده و قطعات برشی، تغییرشکل یابند و سلول‌ها بر روی یک محیط کشت حاوی آمپی‌سیلین کشت شوند، تمام کلونی‌های زنده مانده به آمپی‌سیلین مقاوم بوده و بنابراین دارای پلاسمید هستند. برخی از این کلونی‌ها به تتراسایکلین مقاوم و برخی حساس هستند و با replica-plating روی محیط کشت حاوی تتراسایکلین شناسایی می‌شوند. چون pBR322 آلل مقاومت به تتراسایکلین (*tet-r*) را حمل می‌کند، یک کلونی مقاوم به آمپی‌سیلین (*amp-r*) مقاوم به تتراسایکلین نیز خواهد بود مگر اینکه آلل *tet-r* به خاطر ادغام DNA خارجی در آن، غیرفعال شده باشد. به این ترتیب یک سلول مقاوم به آمپی‌سیلین و حساس به تتراسایکلین حامل DNA pBR322 و قطعه DNA موردنظر است.

۷-۲- انتخاب و غربالگری نو ترکیب‌های خاص

چگونه می‌توان از میان تعداد زیادی کلونی، کلونی‌های حامل قطعه DNA خاصی را جدا کرد؟ یکی از کاراترین روش‌ها، هیبریداسیون کلونی^۱ است (شکل ۱۶-۲). این آزمون حضور هر ژنی را که mRNA رادیواکتیو آن موجود باشد آشکار می‌کند. کلونی‌های مورد بررسی، نسخه همانند یک محیط کشت بر روی یک کاغذ نیتروسلولزی هستند. بخشی از هر کلونی بر روی محیط کشت باقی می‌ماند که پلیت مرجع را تشکیل می‌دهد. تیمار کاغذ با NaOH موجب لیز شدن سلول‌ها و واسرشته‌شدن DNA می‌شود. سپس کاغذ با mRNA نشاندار به فسفر P^{32} که مکمل ژن مورد بررسی است اشباع شده و هیبرید DNA-RNA تشکیل می‌شود. بعد از شست‌وشو و حذف mRNA نشاندار اتصال‌نیافته، مکان‌های فسفر رادیواکتیو از طریق اتورادیوگرافی مشاهده شده و مکان کلونی‌های مطلوب تعیین می‌شود. آزمون مشابهی نیز برای ناقل‌های فاژی انجام می‌گیرد.

اگر فراورده پروتئینی ژن موردنظر سنتز شود، تکنیک‌های ایمونولوژیکی امکان شناسایی کلونی تولیدکننده پروتئین را میسر می‌سازند. در یکی از روش‌ها، کلونی‌ها همانند هیبریداسیون کلونی منتقل می‌شوند و کپی‌های انتقال‌یافته، علیه پروتئین موردنظر در معرض آنتی‌بادی رادیواکتیو هدفمند قرار می‌گیرند. کلونی‌هایی که رادیواکتیویته دارند، حامل ژن موردنظرند. رادیواکتیویته از طریق اتورادیوگرافی آشکار می‌شود.

۸-۲- کتابخانه‌های DNA ژنومی و cDNA

کتابخانه DNA ژنومی مجموعه‌ای از قطعات DNA یک موجود در ناقل است که شامل حداقل یک کپی از هر توالی DNA ژنوم می‌باشد. کتابخانه ایده‌آل کتابخانه‌ای است که با کمترین تعداد کلونی، تمام توالی‌ها را به نمایش بگذارد.

کتابخانه‌های DNA ژنومی را در یوکاریوت‌ها به دو روش می‌توان تهیه کرد؛

۱) DNA ژنومی با یک آنزیم برشی کاملاً هضم شده و قطعات در یک ناقل مناسب که معمولاً لامبدا است، قرار می‌گیرند. یک اشکال این روش این است که اگر توالی هدف دارای جایگاه شناسایی برای آنزیم برشی مورد استفاده باشد، توالی به دو یا چند قطعه می‌شکند. اشکال دیگر این است که با هضم DNA یوکاریوتی توسط آنزیم‌های برشی که توالی‌های تشخیصی شش جفت بازی دارند، اندازه متوسط قطعه تولید شده نسبتاً کوچک (حدود ۴ کیلوباز) خواهد بود. از این‌رو، یک کتابخانه کامل ضرورتاً شامل تعداد خیلی زیادی فاژ نوترکیب خواهد بود و غربال چنین کتابخانه‌ای از طریق هیبریداسیون دشوار است.

۲) هر دو مشکل ذکر شده را با همسانه‌سازی قطعات بزرگ DNA (حدود ۲۰ کیلوبازی) که با برش تصادفی DNA یوکاریوتی ایجاد می‌شوند، می‌توان رفع کرد. این روش تضمین می‌کند که توالی‌ها به دلیل پراکندگی جایگاه‌های برشی، از کتابخانه تهیه شده حذف نشوند.

این روش بدین ترتیب انجام می‌گیرد؛ DNA یوکاریوتی با وزن مولکولی زیاد به‌طور تصادفی قطعه می‌شود، به‌طوری‌که جمعیتی از مولکول‌ها با اندازه متوسط ۲۰ کیلوبازی تولید شود. سپس این DNA با آنزیم‌های برشی که توالی‌های تشخیصی چهارجفت بازی دارند، هضم ناقص می‌شود. از سانتریفیوژ با شیب چگالی ساکارز و یا الکتروفورز ژل آگارز برای جمع‌آوری قطعاتی با اندازه مطلوب استفاده می‌شود. در نتیجه مجموعه‌ای از قطعات تصادفی همپوشان ایجاد می‌شود و چون انتهای قطعات از طریق هضم آنزیم برشی تولید شدند، مستقیماً همسانه‌سازی می‌شوند.

نوع دیگر کتابخانه DNA مکمل (cDNA)^۱ است که با رونویسی معکوس از mRNA سلول حاصل می‌شود. یک مولکول cDNA می‌تواند دورشته‌ای شده و کلون شود.

۱-۸-۲- پویش کروموزومی

برای تجزیه و تحلیل چندصد کیلوباز از اطلاعات یک ژنوم یوکاریوتی نمی‌توان DNA بزرگی را بر روی یک فاژ یا کاسمید منفرد به دست آورد. هرچند یک فاژ یا کاسمید نوترکیب می‌تواند برای جداسازی نوترکیب دیگری که حامل اطلاعات همپوشان با آن هست، استفاده شود. این تکنیک به پویش کروموزومی معروف است و از این طریق جداسازی یک قطعه کوچک DNA از انتهای اولین نوترکیب و استفاده از آن قطعه DNA به منظور غربال مجدد کتابخانه فاژی یا کاسمیدی و دستیابی به یک نوترکیب دیگری که حامل آن قطعه DNA و بخش بعدی ژنوم باشد، انجام می‌گیرد. نوترکیب دوم برای دستیابی به نوترکیب سوم و در نتیجه مجموعه‌ای از قطعات همسانه‌سازی شده همپوشان استفاده می‌شود.

۹-۲- توالی‌یابی DNA

توالی DNA به ترتیب بازهای نوکلئوتیدی در امتداد اسکلت قند- فسفات اشاره دارد. به واسطه جفت شدن اختصاصی بازها و صرف نظر از توالی، یک مارپیچ مضاعف DNA ساختار ثابتی را حفظ می‌کند. اختلاف بین مولکول‌های DNA مربوط به توالی‌های جفت بازی آنها و نه اندازه ساختاری آنهاست.

هیچ تکنیکی قادر نیست توالی بازهای یک کروموزوم کامل را در یک آزمایش تعیین کند، بنابراین برش کروموزوم‌ها به قطعاتی با اندازه قابل کنترل (به طول چند صد باز) و خالص‌سازی هر نوع قطعه، لازم است. این کار از طریق همسانه‌سازی قطعه در یک ناقل ویروسی یا پلاسمیدی انجام می‌گیرد. بعد از تکثیر، قطعات همسانه‌سازی شده از طریق هضم آنزیمی با یک اندونوکلاز برشی، برای توالی‌یابی جدا می‌شوند.

اولاً، مجموعه‌ای از مولکول‌های DNA تک‌رشته ایجاد می‌شوند که هر مولکول یک باز از قبلی بزرگ‌تر است. مولکول‌های DNA با توالی یکسان که از لحاظ طول در حد یک باز با هم اختلاف دارند، از طریق الکتروفورز بر روی ژل‌های اکریل‌آمید تفکیک پذیرند. از این حساسیت در اندازه، برای توالی‌یابی استفاده می‌شود. از دو روش برای دستیابی به این مجموعه توالی‌ها استفاده می‌شود. یک روش استفاده از واکنش‌های شیمیایی است که DNA را در بازهای خاصی برش می‌زنند. روش دیگر استفاده از یک واکنش آنزیمی است که طی آن DNA در شرایط مصنوعی سنتز می‌شود، به طوری که واکنش به طور اختصاصی در باز مشخصی خاتمه می‌یابد. در این مورد برای تعیین توالی مولکول، فرایندی در چهار واکنش جداگانه انجام می‌گیرد که هر واکنش برای یکی از چهار باز اجرا شده و طی آن یک شکاف در DNA نزدیک به A، G، هر پیریمیدین (T یا C) و C ایجاد می‌شود.

روش تجزیه شیمیایی ماکسام و گیلبرت

این روش را ماکسام و گیلبرت از دانشگاه هاروارد ارائه کردند. در این روش، معرف‌های شیمیایی برای تخریب بازهای نوکلئوتیدی خاص استفاده می‌شوند و مولکول DNA را در جایگاه‌های ویژه می‌شکنند. این مراحل عبارتند از:

- (۱) مولکول‌های DNA با افزودن ^{32}P -dATP به یک انتها نشاندار می‌شوند؛
- (۲) دو رشته DNA از هم جدا می‌شوند تا رشته‌های مکمل منفرد به دست آید؛
- (۳) هر رشته DNA منفرد مکمل که از انتها نشاندار شده است، با چهار معرف شیمیایی مختلف که رشته‌ها را در یک انتها یا در دو نوکلئوتید ویژه می‌شکند، تیمار می‌شوند. این شکاف در C، G+A، C+T یا T رخ می‌دهد؛
- (۴) هضم حاصل از چهار ترکیب واکنش، به‌طور جداگانه و همزمان الکتروفورز می‌شوند تا قطعات برحسب اندازه تفکیک شوند. کوتاه‌ترین قطعات، قطعاتی هستند که سریع‌ترین حرکت را دارند و دورتر قرار می‌گیرند؛
- (۵) هر رشته مکمل مستقل توالی‌یابی شده و سپس توالی‌ها برای تأیید مقایسه می‌شوند؛
- (۶) می‌توان مکان باندها را با قراردادن یک اتورادیوگراف (واکنش‌دهنده به رادیواکتیویته) بر روی ژل تعیین کرد.

روش توالی‌یابی یک قطعه DNA در شکل ۱۶-۲ مشاهده می‌شود.

موقعیت A و G در رشته منفرد بر اساس قوانین زیر تعریف می‌شود:

- (۱) اگر یک قطعه حامل n نوکلئوتید از طریق یک تیمار شیمیایی که سبب شکاف در جایگاه یک باز خاص می‌شود، ایجاد شود، آن باز در موقعیت n+1 رشته DNA (موقعیتی که از انتهای ۵ شمارش شود) قرار دارد؛
- (۲) اگر یک باند حامل n نوکلئوتید در A، G، C یا فقط در C + T باشد، A، G، C یا T به ترتیب در موقعیت n+1 در مولکول اولیه قرار دارند.

32 pCTGOGACGCT




واکنش در موقعیت A و G به طور تصادفی اتفاق می افتد

32 pCTGOGACGCT

32 pCTGCGAOGCT

32 pCTGOGACGCT

32 pCTGOGACGCT



Number n
of bases

32 pCT

2

32 pCTGC

4


32 pCTGOGAC

7

Number n
of bases

32 pCTGCG

الکتروفورز



شکل ۱۶-۲- تعیین موقعیت G و A در یک قطعه DNA حاوی ده باز. مقدار n+1 برای هر چهار نوع باز، با توجه به موقعیت هر چهار باند بر روی ژل که حاوی نمونه های A,C,G و C+T است تعیین می شود.

روش مصنوعی دی داکسی نوکلئوتید سنگر

این تکنیک را فردریک سنگر و ا. آر. کولسان^۱ از اعضای شورای تحقیقات پزشکی کمبریج پیشنهاد کردند. در این روش، یک آنزیم پلیمراز برای ادغام داکسی ریبونوکلئوزیدهای تری فسفات (dNTP) مکمل زنجیره DNA به کار گرفته شده و از دی داکسی ریبونوکلئوزیدهای تری فسفات (ddNTP) برای خاتمه زنجیره DNA استفاده می شود، زیرا ddNTP قادر به تشکیل پیوند فسفودی استری با dNTP بعدی نیست. چهار dNTPs (dATP، dGTP، dCTP و dTTP) و چهار ddNTPs (ddATP، ddGTP، ddCTP و ddTTP) وجود دارد. مراحل اصلی این روش عبارتند از:

(۱) برش DNA با آنزیم برشی و ایجاد قطعات DNA مختلف با طول تقریبی ۵۰۰ جفت باز؛

(۲) واسرشته سازی قطعات DNA (از طریق گرم و سرد کردن یا تیمار قلیایی)؛

(۳) تقسیم DNA به چهار گروه در لوله های جداگانه؛

(۴) یک الیگونوکلئوتید نشاندار رادیواکتیو (به عنوان آغازگر) که مکمل با انتهای ۳' DNA تک رشته ای است و همچنین آنزیم DNA پلیمراز، هر چهار نوع dNTPs و مقدار کمی از ddATP به لوله اول، ddGTP به لوله دوم، ddCTP به لوله سوم، ddTTP به لوله چهارم اضافه می شوند. (به ترتیب سبب خاتمه زنجیره در بازهای خاص می شود (A, G, C, T)).

(۵) انکوباسیون مخلوط واکنش در شرایط مناسب انجام می گیرد. الیگونوکلئوتید نشاندار به انتهای ۳' DNA تک رشته اتصال می یابد و به عنوان یک آغازگر برای افزودن dNTPs به زنجیره در حال ساخت به کار می رود. زمانی که ddNTP به مکان dNTP طبیعی اتصال می یابد، زنجیره خاتمه می یابد. در نتیجه، قطعات ناقص DNA نشاندار با طول های مختلف ایجاد می شود.

(۶) بارگذاری چهار مخلوط واکنش در چاهک های جداگانه بر روی ژل پلی اکریل آمید؛

(۷) ژل برای اتورادیوگرافی و مشاهده باند استفاده می شود و بر اساس موقعیت باندها، می توان به توالی قطعه DNA پی برد.

۱۰-۲- شناسایی ژن و ترسیم نقشه

چندشکلی طولی قطعات برشی (RFLP)^۱، DNA چندشکلی تکثیر شده تصادفی (RAPD)^۲ و تکنیک‌های انگشتنگاری DNA به‌طور گسترده‌ای در ترسیم نقشه ژن و شناسایی سیستم‌های مختلف استفاده می‌شوند. RFLP‌ها به‌طور اختصاصی، کارایی نقشه‌یابی مکان‌های صفات کمی (QTL)^۳ را افزایش داده‌اند. فناوری‌های جدید نظیر ریبوزیم‌ها^۴ و نشانمندکردن ژن^۵ برای همسانه‌سازی امیدوارکننده‌اند. واکنش‌های زنجیره‌ای پلیمرز (PCR) ابزار کاربردی زیست شناسی، کشاورزی و پزشکی است و ممکن است با روشی جدید به نام واکنش زنجیره‌ای لیگازی (LCR)^۶ جایگزین شود. آنالیزهای نشانگرهای مولکولی، تشخیص، ترسیم نقشه ژن و شناسایی، گواهی و حفظ حق ثبت فراورده‌ها را امکان‌پذیر می‌کند.

۱-۱۰-۲- چندشکلی طولی قطعه برشی

استفاده از قطعات همسانه‌سازی شده DNA کروموزومی به‌عنوان نشانگرهای ژنتیکی معمولاً به RFLP معروف است. این تکنیک به تنوع طبیعی توالی بازی DNA و هضم DNA با آنزیم برشی وابسته است. قطعات برشی همولوگ DNA که در اندازه، یا طول با هم فرق دارند، به عنوان نشانگرهای ژنتیکی به منظور پیگیری قطعات کروموزومی در تلاقی‌های ژنتیکی استفاده می‌شوند. با استفاده از این تکنیک، نقشه‌های لینکاژی RFLP تهیه می‌شوند. این نقشه‌ها و نشانگرهای مولکولی، یک روش مستقیم در انتخاب ژن‌های مطلوب نظیر مقاومت به بیماری، تأیید واریته و... را در دسترس قرار می‌دهند. اشباع بسیار زیاد نشانگرهای RFLP در مجاورت ژن‌های هدف از طریق لاین‌های تقریباً ایزوژنیک تحقق می‌یابد. مزیت اساسی این تکنیک این است که پیوستگی یک کاوشگر با یک ژن را تنها از طریق مقایسه الگوهای RFLP والد دهنده، والد برگشتی و یک یا چند لاین ایزوژنیک صفت هدف می‌توان تشخیص داد.

تنوع پیوسته اکثر صفات نتیجه آن است که صفات کمی از تفکیک ژن‌های متعددی که تحت تاثیر محیط قرار می‌گیرند، ایجاد می‌شوند. چون توارث یک ژنوم کامل را نمی‌توان با نشانگرهای ژنتیکی بررسی کرد، لینکاژ و نقشه‌یابی دقیق مکان‌های صفات کمی امکان‌پذیر نبود. استفاده از RFLP‌ها، کارایی نقشه‌یابی مکان‌های صفات کمی را افزایش داد، زیرا این حالت نسبت به نشانگرهایی نظیر ایزوزیم‌ها^۱ یا نشانگرهای مورفولوژیکی، نشانگر بیشتری برای نمره‌دهی در یک جمعیت دارد. همچنین به این ترتیب، بررسی تاثیر محیط بر بیان مکان‌های ژنی ویژه موثر در یک صفت پیچیده و تعیین کارایی اثر متقابل محیط-ژنوتیپ امکان‌پذیر شد. در کشاورزی، تجزیه و تحلیل مکان‌های صفات کمی (از جمله مقاومت به بیماری‌ها و آفات، تحمل خشکی، سرما و سایر شرایط منفی و استفاده کارا از ذخایر و کیفیت غذایی)، به تعیین مکان صفات کمی مفید نهفته در گونه‌های وحشی کمک می‌کند.

۲-۱۰-۲ DNA چندشکل تکثیرشده تصادفی

پیچیدگی تکنیکی آنالیز RFLP و استفاده گسترده از رادیوایزوتوپ‌هایی با نیمه‌عمر کوتاه، مناسب بودن استفاده رایج از RFLP را در مقیاس وسیع مورد تردید قرار می‌دهد. ویلیامز و همکاران (۱۹۹۰) یک آزمون چندشکلی DNA جدید مبتنی بر واکنش زنجیره‌ای پلیمرز ارائه کردند که در آن از تکثیر قطعات تصادفی تکثیرشده با آغازگرهای اختیاری استفاده می‌شود. این نوع نشانگرها RAPD نام دارند. روش RAPD به لحاظ تکنیکی ساده و سریع است، به مقادیر کم DNA نیاز دارد، از هیچ ماده رادیواکتیوی استفاده نمی‌شود و برای استفاده در سیستم‌هایی با مقدار نمونه زیاد که برای اصلاح، ژنتیک جمعیت و تنوع زیستی مورد نیاز است، بسیار مناسب است.

در تکنیک RAPD از آغازگرهایی با توالی‌های نوکلئوتیدی اختیاری (توالی‌های حدود ۱۰ نوکلئوتیدی) استفاده می‌شود. RAPD تکثیر توالی‌های DNA در سراسر ژنوم را امکان‌پذیر می‌کند. الگوهای بانندی در قطعات تکثیری، چندشکلی را نشان می‌دهند و به انگشتنگاری ژنتیکی افراد درون یک جمعیت یا یک گونه کمک می‌کنند. همچنین این تکنیک به تشخیص موجودات زنده‌ای که ویژگی‌های بیوشیمیایی مشابهی دارند، کمک می‌کند.

توالی‌های تکراری ساده^۲

توالی‌های تکراری ساده (SSR) یا ریزماهواره‌ها^۲، تکرارهای پشت سر هم به طول ۶-۱ نوکلئوتید هستند که در سراسر ژنوم اکثر موجودات پراکنده‌اند. توالی‌های تکراری ساده داخلی (ISSR)^۴ حاصل تکرارهای ساده دو یا سه نوکلئوتیدی هستند که ۱ تا ۳ نوکلئوتید به ۵ یا ۳ نوکلئوتیدها متصل هستند. قرارگیری آغازگرها بر روی رشته‌های مقابل مولکول DNA الگو وقتی مشاهده می‌شود که آنها در یک فاصله قابل تکثیر سبب تولید فراورده‌های مجزا شوند. نشانگرهای SSR و ISSR به وسیله واکنش‌های زنجیره‌ای پلیمرز تک‌آغازگر و مشابه روش RAPD ایجاد می‌شوند. هرچند، نشانگرهای SSR و ISSR نسبت به RAPD چندشکلی بیشتری نشان می‌دهند و تکرارپذیری بیشتری دارند.

۳-۱۰-۲- آنالیز انگشت‌نگاری DNA

در DNA ژنومی گونه‌های مختلف، توالی‌های DNA ماهوارک‌ها^۱ و ریزماهواره‌ها کشف شده‌اند که جایگاه‌های متعددی متشکل از تکرارهای پشت سر هم یک توالی نوکلئوتیدی کوتاه (۶۰-۱۰ جفت بازی) را نشان می‌دهند. آنالیز این توالی‌ها سطح بسیار بالایی از چندشکلی را نشان می‌دهد. این رخداد مربوط به تکرارهای ردیفی است که احتمالاً از تبادل میتوزی یا میوزی نامتعادل یا به‌واسطه لغزش DNA در خلال عملیات تکثیر ایجاد می‌شود. بنابراین در یک مکان مشخص، وجود آل‌های زیادی بر اساس تفاوت در تعداد تکرارها ممکن است. کاوشگرهایی شناخته شده‌اند که به‌طور همزمان با قطعات چند جایگاه متغیر هیبرید می‌شوند و یک اتورادیوگراف پیچیده به‌نام انگشت‌نگاری DNA را تولید می‌کنند. این قطعات توارث مندلی دارند و بنابراین تکنیک مناسبی برای تجزیه و تحلیل ژنتیکی هستند. انگشت‌نگاری‌های DNA در مطالعات تنوع ژنتیکی، مطالعات اکولوژیکی و قانونی، برنامه‌های اصلاحی و ژنتیک جمعیت و در آنالیز و شناسایی ژنوم و شناسایی وارسته، بسیار اختصاصی و کاربردی هستند.

انگشت‌نگاری DNA به‌طور گسترده در شناسایی قربانیان قتل، تصادف و...، در تأیید مجرمان موارد تجاوز به عنف، قتل و... و تعیین والدین کودکان استفاده می‌شود.

۴-۱۰-۲- واکنش زنجیره‌ای لیگاز

واکنش زنجیره‌ای لیگاز نسخه‌ای از واکنش زنجیره‌ای پلیمرز (PCR) است. این واکنش موثرتر از PCR بوده و برای تشخیص دو فرد که در جایگزینی یک جفت باز فرق دارند، مفید است.

۵-۱۰-۲- ریبوزیم‌ها

ریبوزیم‌ها مولکول‌های RNA هستند که به عنوان آنزیم عمل می‌کنند و در کاتالیز درون‌سلولی (مانند خودبرش^۲ یا خودپردازش^۳) حضور دارند. ریبوزیم‌ها دو نوع دارند که قادرند RNA را به‌صورت اختصاصی برش بزنند. در اولین نوع، واکنش خودپردازش برای حذف اینترون از RNA اولیه ریبوزومی صورت می‌گیرد. این ریبوزیم‌ها یک توالی شناسایی چهار جفت بازی دارند و برای برش‌های خاص RNA در شرایط مصنوعی

سودمندند. نوع دوم ریبوزیم‌ها به واکنش‌های خودبرش که در خلال تکثیر برخی از ویروئیدها و RNAهای ماهواره‌ای رخ می‌دهند، مرتبط است.

۲-۱۱- تجزیه و تحلیل تلفیق و بیان ژن‌های همسانه‌سازی شده

ادغام ژن‌های همسانه‌سازی شده با آنالیز سادرن بلات قابل بررسی است و موقعیت ژن با استفاده از هیبریداسیون در محل^۱ تعیین می‌شود. بیان یک ژن با استفاده از نوردن بلات تجزیه و تحلیل می‌شود.

۲-۱۱-۱- سادرن بلات

در این روش که ای. ام. سادرن^۲ آن را ارائه کرده است، از هیبریداسیون قطعات DNA مکمل برای شناسایی DNA خارجی ادغام شده استفاده می‌شود. DNA کل تخلیصی موجود، با آنزیم برشی هضم و قطعات DNA دورشته‌ای حاصل (dsDNA) بر اساس وزن مولکولی از طریق الکتروفورز ژل آگارز تفکیک می‌شوند. برای ایجاد قطعات DNA تک‌ رشته، dsDNA به کمک محلول قلیایی واسرشته شده و سپس به یک کاغذ نیتروسلولزی انتقال می‌یابد و پس از تثبیت با قطعات همسانه‌سازی شده^۳ نشاندار رادیواکتیو (کاوشگر) انکوبه می‌شود. برای مثال، کاوشگر با ³²P نشاندار می‌شود. کاوشگرها به‌طور اختصاصی به cDNA موجود بر روی فیلتر اتصال می‌یابند و بر روی یک اتورادیوگراف آشکار می‌شوند. از کاوشگرهای غیررادیواکتیو نیز می‌توان استفاده کرد.

۲-۱۱-۲- آنالیز نوردن بلات

این روش برای شناسایی RNAهایی که از طریق ژل الکتروفورز تفکیک شده‌اند، به کار می‌رود و شامل آنالیز mRNA رونویسی شده است. mRNA به غشای نیتروسلولزی انتقال یافته و هیبرید می‌شود. DNA نشاندار به مواد رادیواکتیو، فقط با RNA رونویسی شده هیبرید خواهد شد.

۲-۱۱-۳- آنالیز وسترن بلاتینگ

از این تکنیک برای شناسایی پروتئین‌های خاص استفاده می‌شود. زمانی که یک ژن انتقالی در سلول‌های تغییر شکل یافته بیان می‌شود، فراورده ترجمه شده در قالب پروتئین با این تکنیک شناسایی می‌شود. پروتئین‌های مورد بررسی تحت الکتروفورز قرار می‌گیرند و به غشای نیتروسلولزی منتقل می‌شوند. این غشا با آنتی‌بادی نشاندار اختصاصی برای اتصال با پروتئین کاوش می‌شود. با استفاده از اتورادیوگراف، اتصال رؤیت می‌شود. این تکنیک به ایمونوبلاتینگ^۴ نیز معروف است.

۴-۱۱-۲- آنالیز دات بلات

در دات بلات، DNA همسانه‌سازی شده یا خالص بر روی یک غشا نیتروسلولزی در مجاورت یکدیگر به صورت نقاطی لکه‌گذاری می‌شود. DNA، تثبیت شده و برای تشکیل رشته‌های منفرد واسرشته می‌شود. این DNA با یک کاوشگر هیبرید شده و سیگنال‌ها از طریق اتورادیوگرافی شناسایی می‌شوند.

۵-۱۱-۲- هیبریداسیون در محل

می‌توان موقعیت یک ژن خاص بر روی نقشه سیتولوژیکی موجود را با هیبریداسیون در محل مستقیماً تعیین کرد. یک کاوشگر رادیواکتیو به عنوان نمایشگر یک ژن (یک کلون cDNA نشاندار حاصل از mRNA) با DNA واسرشته‌شده کروموزوم‌های پلی‌تن در مکان خود هیبرید می‌شود. از طریق اتورادیوگرافی موقعیت(های) ژن‌های متناظر شناسایی می‌شود. هیبریداسیون فلورسنتی در محل (FISH)^۱ در شناسایی توالی‌های منحصر به فرد با طول متغیر، نواحی کروموزومی یا کل کروموزوم‌های درون سلول‌های متافازی یا اینترفازی، نقشه‌یابی سریع و مرتب کردن قطعات DNA بر روی باندهای کروموزومی متافازی بسیار مؤثر است. از تغییرات این روش، هیبریداسیون در محل ژنومی (GISH)^۲ است که برای شناسایی کروماتین بیگانه در گستره کروموزومی استفاده می‌شود.

۱۲-۲- تکثیر و غربالگری ژن

۱-۱۲-۲- واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) روشی آزمایشگاهی برای تکثیر DNA است به طوری که مقدار DNA هدف به طور تصاعدی افزایش می‌یابد. حتی یک کپی از ژن به وسیله PCR طی چند ساعت به یک میلیون کپی تکثیر می‌شود. PCR متشکل از چرخه‌های تکراری واسرشته‌سازی DNA از طریق افزایش درجه حرارت (برای تبدیل DNA دورشته‌ای به DNA تک رشته‌ای)، اتصال آغازگرهای الیگونوکلوئوتیدی به DNA هدف و بسط DNA از طریق افزودن نوکلئوتید به آغازگرها به واسطه عمل DNA است. ناحیه هدف با آغازگرهای الیگونوکلوئوتیدی منحصر به فرد که مجاور یک قطعه DNA هستند، تعریف می‌شود. آغازگرهای الیگونوکلوئوتیدی برای هیبرید شدن

با نواحی DNA که مجاور توالی هدف هستند و با رشته‌های مکمل توالی هدف اتصال می‌یابند، طراحی می‌شوند. سپس آغازگرها در طول توالی هدف با استفاده از یک DNA پلیمراز مقاوم به حرارت در حضور داکسی نوکلئوزید تری فسفات (dNTPs) آزاد بسط می‌یابند و به تکثیر دو برابری ماده اولیه منجر می‌شوند. با تکرار فرآیند سه مرحله‌ای مذکور، افزایش تقریباً تصاعدی در مقدار DNA هدف حاصل می‌شود. فرآورده هر چرخه PCR مکمل و دارای قابلیت اتصال با آغازگرهاست و از این رو مقدار DNA در هر چرخه دوبرابر می‌شود.

چنانچه فرآورده‌های PCR با رنگ‌های فلورسنتی نشاندار شوند به ترسیم نقشه ژن مورد بررسی کمک خواهند کرد. این کار از طریق سنتز آغازگر برای هر مکان ژنی با استفاده از درج ماده فلورسنت در انتهای ۵' آغازگر جدید، انجام می‌گیرد. تعداد زیادی رنگ PCR وجود دارد: (آبی) FAM، (سبز) VIC، (زرد) NED، (قرمز) PET و (نارنجی) LIZ.

پیشرفت یک واکنش PCR در Real Time PCR (RT-PCR) مشاهده می‌شود. حتی مقادیر خیلی کم فرآورده‌های PCR را می‌توان شمارش کرد. RT-PCR بر اساس تشخیص فلورسانسی حاصل از مولکول گزارشگر است که همراه با پیشرفت واکنش، افزایش می‌یابد. مولکول‌های گزارشگر فلورسنت رنگ‌هایی دارند که به DNA دورشته‌ای یا کاوشگرهای اختصاصی توالی اتصال می‌یابند.

DNA Taq پلیمراز

DNA Taq پلیمراز، پلیمراز DNA وابسته به DNA است که در برابر حرارت پایدار است. این پلیمراز اولین بار از باکتری بسیار گرمادوست *Thermus aquaticus* به دست آمده است و هم‌اکنون به صورت مهندسی شده در دسترس است. این آنزیم‌ها فعالیت اگزونوکلازی وابسته به پلیمریزاسیون $3' \rightarrow 5'$ دارند. این آنزیم بسته به توالی هدف در ۷۵-۸۰ درجه سانتی‌گراد بهترین عملکرد را دارد. این آنزیم از DNA ژنومی یا cDNA تک رشته به عنوان الگوی اولیه استفاده کرده و آن را 10^6 برابر تکثیر می‌کند. این آنزیم در ترسیم نقشه و توالی‌یابی جهش‌های DNA ژنومی یا mRNA همسانه‌سازی نشده و برای همسانه‌سازی توالی‌های DNA ژنومی یا mRNA هدف بسیار سودمند است. DNA Taq پلیمرازهای متعددی جداسازی شده‌اند.

سه پلیمرز بسیار کاربردی:

منبع	فعالیت اگزونوکلئازی ۵' → ۳'	پلیمرز
<i>Thermus aquaticus</i>	خیر	Taq
<i>Pyrococcus furiosus</i>	بله	Pfu
<i>Thermus litoralis</i>	بله	Vent

کاربردها

PCR روش به نسبت ساده‌ای برای همسانه‌سازی ژن‌هاست. با تکثیر توالی‌های ژن، PCR مقادیر کافی از یک ژن هدف را برای افزایش احتمال همسانه‌سازی موفق تولید می‌کند. علاوه بر ایجاد مقادیر کافی از یک ژن برای همسانه‌سازی، PCR در ایجاد توالی‌های ژنی جدید با افزودن توالی‌های بیانی و ادغام یا حذف توالی‌ها در DNA برای همسانه‌سازی ژن استفاده می‌شود. حتی زمانی که اطلاعات توالی هدف محدود باشد یا بالقوه هیچ اطلاعاتی مشخص نباشد، می‌توان از PCR برای همسانه‌سازی ژن استفاده کرد. می‌توان فراورده‌های PCR را قبل از توالی‌یابی همسانه‌سازی کرد یا مستقیماً آنها را توالی‌یابی کرد. از PCR برای جهش‌زایی هدایت‌شده^۱ نیز استفاده می‌شود.

۲-۱۲-۲- تراشه‌های DNA و ریزآرایه‌ها

در اواسط دهه ۱۹۹۰ برای تسریع روند ایجاد اطلاعات توالی‌های DNA تراشه‌های DNA و ریزآرایه‌هایی که با نمونه‌های DNA بارگذاری می‌شوند، در دسترس قرار گرفتند. این ریزآرایه‌ها بر روی سطوح جامد (پلیت‌های شیشه‌ای، اسلایدها) آماده می‌شوند و ردیف‌های کوچکی با تراکم زیاد نمونه‌های مولکولی را ارائه می‌کنند که غربال نمونه‌های DNA ژنومی یا cDNA را برای یافتن یک در صدهزار یا حتی بیشتر در یک هیبریداسیون فراهم می‌کند. توالی‌های روی تراشه‌های DNA ممکن است الیگونوکلئوتیدهایی با توالی مشخص یا توالی‌های cDNA با کارکرد شناخته‌شده باشند. این ریزآرایه‌ها با یک نمونه DNA نشاندار ناشناخته هیبرید شده و الگوهای هیبریداسیون با کامپیوتر تجزیه و تحلیل می‌شوند. کاربردهای مهم آنها عبارتند از: (۱) توالی‌یابی DNA از طریق هیبریداسیون که به آشکارسازی چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی منجر می‌شود، (۲) تشخیص و ترسیم نقشه ژنتیکی، (۳) بررسی‌های بیان ژن و (۴) پروتئومیکس.

۱۳-۲- تکنیک‌های ویژه

۱-۱۳-۲- مکان‌یابی ژن^۱

مکان‌یابی ژن از طریق جایگزینی دقیق یک ژن با DNA خارجی همولوگ آن از طریق نوترکیبی همولوگ^۲ انجام می‌گیرد. به این ترتیب تبادل متقابل توالی‌های ژنتیکی بین دو مولکول DNA رخ می‌دهد. از طرفی، ممکن است این تبادل از پدیده تبدیل ژن که به انطباق توالی یک رشته بر رشته دیگر منجر می‌شود، حاصل شود. تبدیل ژن شامل کپی کردن موضعی اطلاعات ژنتیکی از یک رشته به رشته دیگر است و لزوماً با کراس‌اور^۳ مرتبط نیست. سیستم غیرفعال‌سازی اختصاصی و هدفمند ژن، موجب خاموشی پایدار و توارث‌پذیر ژن همراه با تکرارپذیری بیشتر نسبت به سیستم‌های مرسوم نظیر آنتی‌سنس^۴ و بازدارندگی توأم^۵ می‌شود.

غیرفعال کردن ژن‌های هدف به روش کارا، نیاز به جمعیت‌های بزرگ گیاهان غیرفعال برای ارزیابی کارکرد ژن را برطرف خواهد کرد. همچنین تغییر هدفمند توالی‌های ژن، مهندسی پروتئین در شرایط طبیعی را به واقعیت تبدیل کرده و به‌خصوص مهندسی تنوع‌های جدید ژنتیکی را پیش‌بینی‌پذیر و هدایت‌شده خواهد کرد. از سوی دیگر مکان‌یابی ژن، جایگزینی و تبادل آسان ژن‌ها و پروموتورها را در ژنوم میسر خواهد کرد. ژن جدید می‌تواند در مجاور پروموتوری قرار گیرد که یک الگوی بیان مطلوب را در زمینه نرمال کروموزومی ایجاد کند و به سطوح و الگوهای بیانی پیش‌بینی‌پذیری از ژن منجر شود. این مسئله، تغییرات تراپیدی مرسوم را منسوخ خواهد کرد، زیرا تکنیک‌های رایج به تلفیق تصادفی در ژنوم و تنوع گسترده ناشی از تأثیر محل^۶، در سطح بیان ژن انتقال یافته منجر می‌شود.

۲-۱۳-۲- تکنیک RNA آنتی‌سنس

فرضیه اساسی زیست‌شناسی مولکولی شامل جریان اطلاعات ژنتیکی از DNA به پروتئین با واسطه mRNA است که با کمک رونویسی و ترجمه انجام می‌گیرد. در DNA دورشته‌ای، رشته‌ای که ژن را کد می‌کند، رشته سنس نام دارد که مکمل mRNA است. جریان اطلاعات ژنتیکی از DNA به mRNA و پروتئین را می‌توان با ورود توالی RNA که آنتی‌سنس mRNA هدف است، متوقف کرد. RNA آنتی‌سنس یک توالی ژنی خاص، از طریق معکوس کردن توالی کدکننده آن ژن تحت کنترل پروموتور در جهت طبیعی ایجاد می‌شود. مهار ژن‌های خاص با ورود RNA آنتی‌سنس یا الیگونوکلوئوتیدهای آنتی‌سنس RNA در سلول امکان‌پذیر است.

۳-۱۳-۲- سازه‌های ریبوزیمی

ریبوزیم‌ها مولکول‌های RNA کاتالیتیک هستند که واکنش‌های برش و اتصال اختصاصی را انجام می‌دهند. انتقال مراکز کاتالیتیکی ریبوزیمی به RNA آنتی‌سنس موجب می‌شود ریبوزیم مولکول‌های mRNA خاصی را هدف قرار می‌دهند و آنها را تجزیه می‌کنند.

۴-۱۳-۲- بازدارندگی توأم

بازدارندگی توأم به قابلیت یک ترانسژن سنس در مهار بیان یک ژن درون‌زاد^۲ همولوگ اشاره دارد. تلفیق کپی‌های متعدد از ترانسژن به بازدارندگی برخی از ترانسژن‌ها یا همه آنها و بازدارندگی همزمان ژن‌های درون‌زاد همولوگ منجر می‌شود. بازدارندگی توأم شامل خاموشی در سطوح رونویسی یا پس از رونویسی می‌شود.

۵-۱۳-۲- خاموشی ترانسژن

خاموشی ترانسژن پدیده پیچیده‌ای است که در تمام یوکاریوت‌ها رخ می‌دهد. این پدیده با ورود اسیدنوکلئیک خارجی به درون سلول ایجاد می‌شود. معمولاً بیان ترانسژن تحت تأثیر کاهش یا افزایش متیلاسیون در مکان ترانسژن از بین می‌رود. خاموشی وابسته به مکان^۳، خاموشی وابسته به توالی^۴ و خاموشی وابسته به همولوژی^۵ در سطوح رونویسی یا پس از رونویسی گزارش شده‌است. خاموشی ژن ممکن است مکانیسمی دفاعی علیه اسیدهای نوکلئیک مهاجم باشد.

۶-۱۳-۲- تداخل RNA^۶

تداخل RNA (RNAi) ابزار مفیدی در خاموشی ژن است. زمانی که RNA آنتی‌سنس و سنس، همزمان به یک موجود زنده انتقال یابند، اثر بازدارندگی شدید و اختصاصی مشاهده می‌شود.

۷-۱۳-۲- جهش‌زایی تلفیقی

اگر عناصر متحرک با فراوانی کافی جابه‌جا شوند، می‌توانند برای مختل کردن ژن‌های فعال و ایجاد موتانت‌های تلفیقی استفاده شوند. DNA خارجی وارد شده به یک سلول ممکن است به‌طور اتفاقی در ژن موجود قرار گیرد و بیان آن را مختل کند.

۸-۱۳-۲- نشانمندسازی ژن

زمانی که جهش‌زایی تلفیقی رخ می‌دهد، مکان ژنی از هم گسسته شده و با یک توالی منحصر به فرد نشانمند می‌شود. این تکنیک در شناسایی ژن مختل سودمند است. از آنالیز مبتنی بر PCR می‌توان برای تکثیر مستقیم DNA ژنومی مجاور یک ترانسژن نشانمند استفاده کرد.